


QUALITY MADE IN GERMANY



Fettabsaugungs - Kanülen
Liposuction Cannulas

L = Arbeitslänge
Working length

drei gerade Löcher
three openings in
a linear style

TRIPORT (FOURNIER)

L	Ø	Griffansatz Handle conn.	Luer-Lock Ansatz Luer-Lock conn.
15 cm/6"	Ø 3 mm	90E-215.33	
15 cm/6"	Ø 4 mm	90E-215.34	
20 cm/8"	Ø 3 mm		90E-115.43
20 cm/8"	Ø 4 mm		90E-115.44
25 cm/10"	Ø 3 mm	90E-215.53	90E-115.53
25 cm/10"	Ø 4 mm	90E-215.54	90E-115.54
25 cm/10"	Ø 5 mm		90E-115.55
30 cm/12"	Ø 4 mm	90E-215.64	90E-115.64
30 cm/12"	Ø 5 mm		90E-115.65

für feine Konturierung im Gesichtsbereich
For fine facial contourings

Monopolstellung
Monoport

MONOPORT

L	Ø	Griffansatz Handle conn.	Luer-Lock Ansatz Luer-Lock conn.
5 cm/2"	Ø 1,7 mm	90E-208.11	90E-108.11
5 cm/2"	Ø 2,0 mm	90E-208.12	90E-108.12
5 cm/2"	Ø 3,0 mm	90E-208.13	90E-108.13
10 cm/4"	Ø 1,5 mm		90E-108.215
10 cm/4"	Ø 2,0 mm	90E-208.22	90E-108.22
15 cm/6"	Ø 1,7 mm	90E-208.31	90E-108.31
15 cm/6"	Ø 2,0 mm	90E-208.32	90E-108.32
15 cm/6"	Ø 3,0 mm	90E-208.33	90E-108.33
25 cm/10"	Ø 3,0 mm		90E-108.53

ein zentrales Loch, Gabelform,
Spitzen abgerundet, scharfe
Dissektorfläche zwishchen den
Spitzen

one central hole, Fork Shaped,
rounded tips, dissecting sur-
face between tips

TOLEDO (Shark)

L	Ø	Griffansatz Handle conn.	Luer-Lock Ansatz Luer-Lock conn.
5 cm/2"	Ø 2 mm	90E-204.12	
5 cm/2"	Ø 3 mm	90E-204.13	
5 cm/2"	Ø 4 mm	90E-204.14	
15 cm/6"	Ø 2 mm	90E-204.32	
15 cm/6"	Ø 3 mm	90E-204.33	90E-124.33
20 cm/8"	Ø 3 mm	90E-204.43	90E-124.43
25 cm/10"	Ø 3 mm	90E-204.53	
25 cm/10"	Ø 4 mm	90E-204.54	
30 cm/12"	Ø 3 mm	90E-204.63	
30 cm/12"	Ø 4 mm	90E-204.64	
30 cm/12"	Ø 5 mm	90E-204.65	
30 cm/12"	Ø 6 mm	90E-204.66	


drei Querlöcher
Three lateral holes

MERCEDES

L	Ø	Griffansatz Handle conn.	LueLock Ansatz Luer-Lock conn.
15 cm/6"	Ø 2 mm	90E-207.32	
15 cm/6"	Ø 3 mm	90E-207.33	90E-107.33
15 cm/6"	Ø 4 mm	90E-207.34	90E-107.34
15 cm/6"	Ø 5 mm	90E-207.35	
20 cm/8"	Ø 3 mm		90E-107.43
20 cm/8"	Ø 4 mm		90E-107.44
25 cm/10"	Ø 3 mm	90E-207.53	90E-107.53
25 cm/10"	Ø 4 mm	90E-207.54	90E-107.54
25 cm/10"	Ø 5 mm	90E-207.55	90E-107.55
30 cm/12"	Ø 3 mm	90E-207.63	
30 cm/12"	Ø 4 mm	90E-207.64	90E-107.64
30 cm/12"	Ø 5 mm	90E-207.65	90E-107.65
35 cm/14"	Ø 3 mm	90E-207.73	
35 cm/14"	Ø 4 mm	90E-207.74	
35 cm/14"	Ø 5 mm	90E-207.75	


L = Arbeitslänge
Working length

drei Löcher, diagonal
three holes, diagonal




L	Ø	
20 cm/8"	Ø 3 mm	90E-200.43
30 cm/12"	Ø 3 mm	90E-200.63
30 cm/12"	Ø 4 mm	90E-200.64
40 cm/16"	Ø 4 mm	90E-200.84
30 cm/12"	Ø 5 mm	90E-200.65
30 cm/12"	Ø 6 mm	90E-200.66

ein zentrales Loch,
zwei laterale Löcher




L	Ø	
20 cm/8"	Ø 3 mm	90E-201.43
30 cm/12"	Ø 3 mm	90E-201.63
30 cm/12"	Ø 4 mm	90E-201.64
30 cm/12"	Ø 5 mm	90E-201.65
30 cm/12"	Ø 6 mm	90E-201.66

ein zentrales Loch,
zwei laterale Löcher
one central hole,
two lateral holes



L	Ø	
30 cm/12"	Ø 4 mm	90E-203.64
30 cm/12"	Ø 5 mm	90E-203.65

zwei laterale Löcher,
ein zentrales Loch
two lateral holes, one
central hole



L	Ø	
15 cm/6"	Ø 3 mm	90E-202.33
15 cm/6"	Ø 4 mm	90E-202.34
15 cm/6"	Ø 5 mm	90E-202.35
20 cm/8"	Ø 3 mm	90E-202.43
25 cm/10"	Ø 3 mm	90E-202.53
25 cm/10"	Ø 4 mm	90E-202.54
25 cm/10"	Ø 5 mm	90E-202.55
30 cm/12"	Ø 3 mm	90E-202.63
30 cm/12"	Ø 4 mm	90E-202.64
30 cm/12"	Ø 5 mm	90E-202.65
30 cm/12"	Ø 6 mm	90E-202.66
35 cm/14"	Ø 3 mm	90E-202.73
35 cm/14"	Ø 4 mm	90E-202.74
35 cm/14"	Ø 5 mm	90E-202.75



L = Arbeitslänge
Working length

Spitze scharf mit Loch
Sharp tip with hole



COBRA

L	Ø	
15 cm/6"	Ø 3 mm	90E-217.33
15 cm/6"	Ø 4 mm	90E-217.34
25 cm/10"	Ø 3 mm	90E-217.53
25 cm/10"	Ø 4 mm	90E-217.54
30 cm/12"	Ø 3 mm	90E-217.63
30 cm/12"	Ø 4 mm	90E-217.64

Spitze mit Loch,
ein zentrales Loch

Tip with hole,
one central holes



L	Ø	
20 cm/8"	Ø 3 mm	90E-205.43
30 cm/12"	Ø 3 mm	90E-205.63

Halbierte Spitze
Half cut Tip




L	Ø	
30 cm/12"	Ø 4 mm	90E-206.64
30 cm/12"	Ø 6 mm	90E-206.66
35 cm/14"	Ø 6 mm	90E-206.67

9 Löcher
9 holes



L	Ø	
30 cm/12"	Ø 3 mm	90E-209.63

Axilla-Saugkürette
Axilla suction curette



DOROW

L	Ø	
15 cm/6"	Ø 4 mm	90E-219.36



L = Arbeitslänge
Working length



für Infiltration
for infiltration

10 Löcher
Ø 1,0 mm je
10 holes,
Ø 1.0 mm each



L	Ø	Griffansatz Handle conn.	Luer-Lock Ansatz Luer-Lock conn.
25 cm/10"	Ø 2 mm	90E-210.52	90E-110.52
25 cm/10"	Ø 3 mm	90E-210.53	90E-110.53



moderne Spiralen Form
modern spiral style



L	Ø	Ø Löcher Ø Holes	Griffansatz Handle conn.	LuerLock Ansatz Luer-Lock conn.
15 cm/6"	Ø 3 mm	Ø 1,5 mm	90E-216.33	
15 cm/6"	Ø 4 mm	Ø 2,0 mm	90E-216.34	
15 cm/6"	Ø 5 mm	Ø 2,5 mm	90E-216.35	
20 cm/8"	Ø 3 mm	Ø 1,5 mm		90E-116.43
20 cm/8"	Ø 4 mm	Ø 2,0 mm		90E-116.44
25 cm/10"	Ø 3 mm	Ø 2,5 mm		90E-116.53
25 cm/10"	Ø 4 mm	Ø 2,0 mm	90E-216.54	90E-116.54
25 cm/10"	Ø 5 mm	Ø 2,5 mm	90E-216.55	90E-116.55
30 cm/12"	Ø 3 mm	Ø 1,5 mm	90E-216.63	
30 cm/12"	Ø 4 mm	Ø 2,0 mm	90E-216.64	
30 cm/12"	Ø 5 mm	Ø 2,5 mm	90E-216.65	
35 cm/14"	Ø 3 mm	Ø 1,5 mm	90E-216.73	
35 cm/14"	Ø 4 mm	Ø 2,0 mm	90E-216.74	
35 cm/14"	Ø 5 mm	Ø 2,5 mm	90E-216.75	

L = Arbeitslänge
Working length

für feine Konturierung im Gesichts und Halsbereich
For fine facial & neck contourings

8 Löcher
8 Holes

ENTNER

L	Ø	Ø Löcher Ø Holes	Griffansatz Handle conn.	Luer-Lock Ansatz Luer-Lock conn.
10 cm/4"	Ø 1,7 mm	Ø 0,5 mm	90E-211.21	90E-111.21
10 cm/4"	Ø 2,0 mm	Ø 1,0 mm	90E-211.22	90E-111.22
15 cm/6"	Ø 2,0 mm	Ø 1,0 mm	90E-211.32	90E-111.32

ENTNER

L	Ø	Ø Löcher Ø Holes	Löcher Holes	Griffansatz Handle conn.	Luer-Lock Ansatz Luer-Lock conn.
15 cm/6"	Ø 2,0 mm	Ø 1,0 mm	18	90E-212.32	90E-112.32
15 cm/6"	Ø 2,5 mm	Ø 1,2 mm	18	90E-212.325	90E-112.325
15 cm/6"	Ø 3,0 mm	Ø 1,5 mm	18	90E-212.33	90E-112.33
20 cm/6"	Ø 2,5 mm	Ø 1,2 mm	22	90E-212.425	90E-112.425
20 cm/6"	Ø 3,0 mm	Ø 1,5 mm	22	90E-212.43	90E-112.43
20 cm/6"	Ø 4,0 mm	Ø 2,0 mm	22	90E-212.44	90E-112.44
25 cm/10"	Ø 2,5 mm	Ø 1,2 mm	26	90E-212.525	90E-112.525
30 cm/12"	Ø 3,0 mm	Ø 1,5 mm	30	90E-212.63	90E-112.63
30 cm/12"	Ø 4,0 mm	Ø 2,0 mm	30	90E-212.64	90E-112.64

L = Arbeitslänge
Working length



22 Löcher
22 Holes
Ø 1,5 mm je
Ø 1.5 mm each

Abgewinkelte Griffe bewirken
mehr Freiraum bei der Manipulation
Bayonet shaped handles allow
an easier manipulation

ENTNER

L	Ø	Griffansatz Handle conn.	Luer-Lock Ansatz Luer-Lock conn.
20 cm/8"	Ø 3,0 mm	90E-213.43	90E-113.43

ENTNER

L	Ø	Ø Löcher Ø Holes	Löcher Holes	Griffansatz Handle conn.	Luer-Lock Ansatz Luer-Lock conn.
20 cm/8"	Ø 3,0 mm	Ø 1,5 mm	22	90E-104.43	90E-114.43
20 cm/8"	Ø 4,0 mm	Ø 2,0 mm	22	90E-104.44	90E-114.44
30 cm/12"	Ø 3,0 mm	Ø 1,5 mm	30	90E-104.63	90E-114.63
30 cm/12"	Ø 4,0 mm	Ø 2,0 mm	30	90E-104.64	90E-114.64

L = Arbeitslänge
Working length

16 Löcher
16 Holes

VON GREGORY

L	Ø	
15 cm/6"	Ø 2 mm	90E-110.32

4 Löcher
4 Holes

VON GREGORY

L	Ø	
15 cm/6"	Ø 2,5 mm	90E-110.325

für feine Konturierung im Gesichtsbereich
For fine facial contourings

ein zentrales Loch
one central hole

ein zentrales Loch, Gabelform,
Spitzen abgerundet, scharfe
Dissektorfläche zwischen den
Spitzen

one central hole, Fork Shaped,
rounded tips, dissecting surface
between tips

TOLEDO (Shark)

L	Ø	
4 cm/1½"	Ø 0,7 mm	90E-172.407
4 cm/1½"	Ø 0,9 mm	90E-172.409
5 cm/2"	Ø 1,2 mm	90E-172.512
6 cm/2½"	Ø 1,5 mm	90E-172.615

L	Ø	
7 cm/2¾"	Ø 1,5 mm	90E-124.014

Anschlussgewinde für Kanülen
Connection thread for cannulas

Anschlussgewinde für Kanülen
Connection thread for cannulas

Schlauchansatz
Tube connection



90E-200.00
13 cm/5¼"



90E-200.01
13 cm/5¼"

Ø 13 mm



90E-200.10
13 cm/5¼"



90E-200.11
13 cm/5¼"

mit Loch für
Saugunterbrechung
with hole for interrupting
the suction process

360°
drehbar
rotatable

LL

LL

Schlauchansatz
Tube connection



90E-100.00
14 cm/5½"



90E-100.01
14 cm/5½"

mit Loch für
Saugunterbrechung
with hole for interrupting
the suction process

Ø 13 mm

Transfer-Adapter, 2 x weiblichen Luer-Lock
 Transfer adaptor, 2 x female Luer-Lock



90E-200.04
 7,5 cm/3"

Spritzenständer, für Luer-Lock Spritzen
 Holding device, for Luer-Lock syringes



90E-200.06
 Ø 40 mm

Spritzenstop aus Aluminium
 Stop (lock) for syringes, aluminium



90E-200.07
 13 cm/5¼"

Adapter, Luer-Lock
 Adaptor, Luer-Lock



90E-200.05
 5 cm/2"

Deutsch

A

Adapter 10

C

COBRA Fettabsaugungs-Kanülen 4

D

DOROW Axilla-Saugkürette 4

E

ENTNER Fettabsaugungs-Kanülen 6 - 7

F

Fettabsaugungs-Kanülen 2 - 8

H

Handgriffe für Kanülen 9

I

Instrumente zur Eigenfettunterspritzung 10

M

MERCEDES Fettabsaugungs-Kanülen 2
MONOPORT Fettabsaugungs-Kanülen 2

S

Spritzen Spritzenständer 10
Spritzenstop 10

T

TOLEDO (Shark)
Fettabsaugungs-Kanülen 2, 8
TRIPORT (FOURNIER)
Fettabsaugungs-Kanülen 2

V

VON GREGORY Fettabsaugungs-Kanülen ... 8

English

A

Adaptor 10

C

COBRA Liposuction Cannulas 4

D

DOROW Axilla suction curette 4

E

ENTNER Liposuction Cannulas 6 - 7

H

Handles for Cannulas 9

I

Instruments for Lipoinjection 10

L

Liposuction Cannulas 2 - 8

M

MERCEDES Liposuction Cannulas 2
MONOPORT Liposuction Cannulas 2

S

Stop lock 10
Syringes Holding device 10

T

TOLEDO (Shark) Liposuction Cannulas ... 2, 8
TRIPORT (FOURNIER) Liposuction Cannulas 2


V

VON GREGORY Liposuction Cannulas 8

90E

90E-100.00	9	90E-111.22	6	90E-124.33	2	90E-202.55	3	90E-207.53	2	90E-213.43	7
90E-100.01	9	90E-111.32	6	90E-124.43	2	90E-202.63	3	90E-207.54	2	90E-215.33	2
90E-104.43	7	90E-112.32	6	90E-172.407	8	90E-202.64	3	90E-207.55	2	90E-215.34	2
90E-104.44	7	90E-112.325	6	90E-172.409	8	90E-202.65	3	90E-207.63	2	90E-215.53	2
90E-104.63	7	90E-112.33	6	90E-172.512	8	90E-202.66	3	90E-207.64	2	90E-215.54	2
90E-104.64	7	90E-112.425	6	90E-172.615	8	90E-202.73	3	90E-207.65	2	90E-215.64	2
90E-107.33	2	90E-112.43	6	90E-200.00	9	90E-202.74	3	90E-207.73	2	90E-216.33	5
90E-107.34	2	90E-112.44	6	90E-200.01	9	90E-202.75	3	90E-207.74	2	90E-216.34	5
90E-107.43	2	90E-112.525	6	90E-200.04	10	90E-203.64	3	90E-207.75	2	90E-216.35	5
90E-107.44	2	90E-112.63	6	90E-200.05	10	90E-203.65	3	90E-208.11	2	90E-216.53	5
90E-107.53	2	90E-112.64	6	90E-200.06	10	90E-204.12	2	90E-208.12	2	90E-216.54	5
90E-107.54	2	90E-113.43	7	90E-200.07	10	90E-204.13	2	90E-208.13	2	90E-216.55	5
90E-107.55	2	90E-114.43	7	90E-200.10	9	90E-204.14	2	90E-208.22	2	90E-216.63	5
90E-107.64	2	90E-114.44	7	90E-200.11	9	90E-204.32	2	90E-208.31	2	90E-216.64	5
90E-107.65	2	90E-114.63	7	90E-200.43	3	90E-204.33	2	90E-208.32	2	90E-216.65	5
90E-108.11	2	90E-114.64	7	90E-200.63	3	90E-204.43	2	90E-208.33	2	90E-216.73	5
90E-108.12	2	90E-115.43	2	90E-200.64	3	90E-204.53	2	90E-209.63	4	90E-216.74	5
90E-108.13	2	90E-115.44	2	90E-200.65	3	90E-204.54	2	90E-210.52	5	90E-216.75	5
90E-108.215	2	90E-115.53	2	90E-200.66	3	90E-204.63	2	90E-210.53	5	90E-217.33	4
90E-108.22	2	90E-115.54	2	90E-200.84	3	90E-204.64	2	90E-211.21	6	90E-217.34	4
90E-108.31	2	90E-115.55	2	90E-201.43	3	90E-204.65	2	90E-211.22	6	90E-217.53	4
90E-108.32	2	90E-115.64	2	90E-201.63	3	90E-204.66	2	90E-211.32	6	90E-217.54	4
90E-108.33	2	90E-115.65	2	90E-201.64	3	90E-205.43	4	90E-212.32	6	90E-217.63	4
90E-108.53	2	90E-116.43	5	90E-201.65	3	90E-205.63	4	90E-212.325	6	90E-217.64	4
90E-110.32	8	90E-116.44	5	90E-201.66	3	90E-206.64	4	90E-212.33	6	90E-219.36	4
90E-110.325	8	90E-116.53	5	90E-202.33	3	90E-206.66	4	90E-212.425	6		
90E-110.52	5	90E-116.54	5	90E-202.34	3	90E-206.67	4	90E-212.43	6		
90E-110.53	5	90E-116.55	5	90E-202.35	3	90E-207.32	2	90E-212.44	6		
90E-111.21	6	90E-116.64	5	90E-202.43	3	90E-207.33	2	90E-212.525	6		
		90E-116.65	5	90E-202.53	3	90E-207.34	2	90E-212.63	6		
		90E-124.014	8	90E-202.54	3	90E-207.35	2	90E-212.64	6		

Technische Änderungen vorbehalten
Technical features are subject to change
Cambios técnicos reservados
Ci riserviamo il diritto di modifiche tecniche



erbrich instrumente GmbH
Eugenstr. 33 · D-78532 Tuttlingen
Tel.: +49 74 61 / 96 57 30
Fax: +49 74 61 / 96 57 320
E-Mail: info@erbrich-instrumente.de
Website: www.erbrich-instrumente.de