

_oftalmic



4-ice

_Índice de contenidos

Sección	Nº Página
Aguja de Fascia	2
Anillos	2
Balón Reductor	2
Blefarostatos	3-5
Cánulas	6-9
Contenedores	10
Equipos Ultrasonidos	11
Instrumentos Cortantes	12-17
Dilatadores	18
Depresores	18
Espátulas	19-22
Espéculos	22
Gubias	22
Ganchos	23-24
Introduccion Esfera	25
Mangos-Bisturís	25
Instrumentos Medida	25
Manipuladores	26-34
Marcadores	35-37
Martillos	38
Motor Fresador	38
Pinzas	38-66
Porta Agujas	67-68
Separadores	69-70
Sondas	70
Tijeras	71-78
Vitreo Retina	79-80
Garantía/ Mantenimiento	81-82
Índice	83-100

_fabricación alemana

_garantía indefinida

_precisión y diseño



4-ice


FC 1214

Aguja de fascia para suspensión al frontal, **WRIGHT**. Orificio distal oval 1 x 6mm, 14cm



FC 0721

Set de 8 anillos de fijación escleral, **FLERINGA** (15-20mm)



FC 1204

Balón reductor de presión intraocular **HONAN**



C/ Mecanismo de ajuste y bloqueo

FC 0609

LIEBERMAN, valvas en "V" 15mm, 7,5cm



LIEBERMAN, valvas en "K", 8cm


FC 0610: 15mm

FC 1217: 11mm



FC 1138

LIEBERMAN, valvas 17mm, 45°, 8cm



CASTROVIEJO, valvas fenestradas, 8,5cm

FC 1120: 14mm

FC 1121: 16mm



FC 1124

LIEBERMAN, pediátrico, valvas sólidas 10mm, 8cm




FC 0644

LIEBERMAN, valvas sólidas 15mm, 8cm




FC 1103

SCHOTT, valvas fenestradas 16mm, 8cm



FC 1125


MAUMENEE-PARK, valvas sólidas 14mm
Valva central c/gancho



C/ Mecanismo de ajuste y bloqueo

FC 1131

FISHKIND, valvas 15mm, 8cm



FC 1132

LANCASTER, valvas sólidas 16mm, 7,8cm



COOK, valvas sólidas, 5,5cm

FC 0606: 8mm **FC 0607**: 11mm **FC 0608**: 15mm



WILLIAMS, valvas fenestradas,

FC 1126: 11mm **FC 1127**: 15mm



FC 1107

CASTROVIEJO, valvas fenestradas 14mm, 9cm
P/ desprendimiento de retina y estrabismo




FC 1134

Valvas sólidas ,15mm, 4,3cm. Reversible




MURDOCH, valvas fenestradas, 5,7cm

FC 0684: 12mm **FC 0639**: 15mm



FC 1140

SCHAPIRA, valvas 14mm, 8cm.
P / FACO y micro queratoplastia lamelar



S/ Mecanismo de ajuste y bloqueo y valvas de alambre

BARRAQUER, valvas fenestradas


FC 0657: Infantil, 5-6mm, Long. 2,5cm

FC 1188: Infantil, 9mm, Long. 3cm

FC 0656: Infantil, 10mm, Long. 3,5cm

FC 0658: Adulto, 15mm, Long. 4,5cm

FC 1108: Modelo fuerte 15mm, 3,4cm




KRATZ-BARRAQUER, 8cm

FC 0611: 15mm


FC 0659: 15mm, modelo fuerte

FC 1101: 13mm




BARRAQUER, valvas sólidas, 3cm

FC 1104: 10mm **FC 0681**: 15mm



FC 0717

Valvas abiertas 15mm




SAUER, infantil, 3cm

FC 0638: 10mm **FC 1133**: 2mm



FC 0765

Valvas fenestradas 15mm, 4,5cm




MCINTYRE , punta roma, 3cm

Recta: Angulada
FC 0820: 23G **FC 0821:** 23G
FC 0649: 26G **FC 0650:** 26G
FC 0822: 30G



MCINTYRE-BINKHORST, curva, 23G, 1,8cm

FC 0827: Angulada derecha
FC 0828: Angulada Izquierda
FC 0651: Recta



JENSEN, punta oliva curva, TC. Orificio frontal

FC 0722: 23G
FC 0661: 25G



FC 0724

MCINTYRE, angulada, 10mm, 23G
Terminada en cistitomo



FC 0803

Aguja Retrobulbar **ATKINSON**, 3,5cm
Terminal en aguja, 23G



FC 1212

FUKASAKU, ligeramente curva, 24G



P/ Canal lacrimal

Maleable, 23G, 3,2cm

FC 0662: Recta
FC 0663: Curva



P/ Ciclodialis

RANDOLPH, angulada 13mm, terminal plano , 2,7cm


FC 0834: 19G
FC 0833: 21G



P/ Pulir

JENSEN, p/ cámara anterior
Punta oliva, TC, Orificio frontal

FC 0680: 25G **FC 0665**: 23G



KRATZ, p/ cápsula posterior
Punta angulada, TC, 22G

FC 0666



RUBMAN-KATZIN, p/ cápsula posterior
Punta angulada, TC, orificio superior, 22G

FC 0748



P/ Irrigación

KNOLLE, p/ cámara anterior
Punta angulada 45°, 19mm, 3,5cm

FC 0838: 23G **FC 0842**: 27G **FC 0669**: 30G



BRIERLEY, p/ LASIK
Punta angulada c/ 6 puertos p/ irrigación multidireccional, 25G

FC 0865



BISHOP-HARMON, p/ cámara anterior


FC 1141: Completa (incluye cánula 19G, angulada, adaptador y bote de silicona)

- **FC 1179**: Angulada, 19G
- **FC 1144**: Angulada, 21G
- **FC 0758**: Bote de silicona



SIMCOE, p/ irrigación / aspiración, 15mm, 23G
Conexión Luer-Lock

FC 1142



P/ LASIK

BURATTO, triple salida, distal- lateroal , 4,6cm

FC 0799: 23G


FC 0800: 25G



P/ Anestesia

FC 0817

STEVENS, curva, terminal plano, 19G



P/ Aspiración

FC 0825

P/ córtex **ANIS**, punta angulada, rugosa
c/ apertura lateral 0,4mm, 23G



VISCOELASTIC, angulada 10mm, c/apertura
distal, 35mm

FC 0832: 19G

FC 0831: 22G



P/ Hidrodissección

FC 0679

SAUTER, terminal plano c/ apertura vertical, 27G



FC 0806

Angulada 8mm, terminal plano, 25G, 4cm



FC 0807

SEELEY, angulada 12mm, terminal plano, 26G




P/ Inyección de aire

RYCROFT, angulada 5mm, c/ apertura distal 0,3mm

FC 0805: 27G


FC 0804: 30G



Angulada 7mm, 1,9cm

FC 0678: 27G

FC 0839: 30G



Bimanual A/ I**FC 1344**

P/ Aspiración, punta curva cónica pulidora, orificio superior 0,3mm, 23G

**FC 1345**

P/ Irrigación, punta curva, orificio lateral 0,5mm, 21G

**FC 1292**

P/ Aspiración - Irrigación, c/ terminales desmontables, 20G

**FC 1292-35:** Recta, 0,35mm**FC 1292-90:** Angulada 90°**FC 1292-45:** Angulada 45°**FC 1292-50:** Recta, 0,5mm**FC 1292C:** Curva

Metacrilato

SY 0111

5 x 15,2 x 1,9cm

SY 2011

25,4 x 38,1 x 1,9cm




1 alfombrilla

SY 1021

15,2 x 25,4 x 3,8cm

SY 2021


25,4 x 38,1 x 3,8cm



Doble al alfombrilla

SY 1011

15,2 x 25,4 x 1,9cm




1 alfombrilla

Acero inoxidable

MC 0102


270 x 175 x 30mm



6 racks de sujeción

MC 0105

270 x 175 x 30mm



Doble alfombrilla



ATM40-1: 1 Litro. 159 x 135 x 60mm

ATM40-2: 2 Litros. 159 x 135 x 100mm

ATM40-3: 3 Litros. 240 x 135 x 100mm


ATM40-6: 6 Litros. 300 x 150 x 150mm

ATM40-10: 10 Litros. 300 x 240 x 150mm



Cuerpos Extraños

LANCETA aguda, 12cm



FC 0930: Recta

FC 0931: Curva



FC 1011

Rascador **GOLF CLUB**, angulado, romo, 11,8cm



FC 1013

Rascador **GOLF CLUB**, ligeramente curvo, romo 11,8cm



FC 1012

Rascador **FRANCIS**, angulado, agudo, 11,8cm



Curetas

Chalación

MEYERHÖEFER, 12,5cm

FC 0991: Fig. 00, Ø1mm

FC 0687: Fig. 0, Ø1,5mm

FC 0674: Fig. 1, Ø1,75mm

FC 0990: Fig. 2, Ø2mm

FC 0989: Fig. 3, Ø2,5mm

FC 0688: Fig. 4, Ø3,5mm



Evisceración

BUNGE

FC 0969: Pequeña, Ø8mm, 13,5cm

FC 0970: Grande, Ø12mm, 14cm



FC 1200

DABADIE, Ø8mm, 12,5cm




Enucleación

FC 0999

WELLS, Ø21mm, 15cm




Bisturíes de Diamante




FC 0994

C/ micrómetro, doble vertical, corte de 45°, 200 micras de espesor




FC 0995

3 hojas, 1mm




FC 5001

Hoja única



FC 5002

3 hojas



FC 5003


10 hojas

Profundidad : 0.3/ 0.4/ 0.5/ 0.6/ 0.8/ 1.0/ 2.5mm
Longitud: 12,5cm


Profundidad : 0.15/ 0.2/
0.25/ 0.3/ 0.37/ 0.5/ 4mm
Longitud: 12,5cm



Bisturíes de Diamante



Longitud: 12cm



FC 5004


Crescent

Angulado, 2.5mm




FC 5015

Angulado Trapezoide
2,7- 3,2mm



Longitud: 13cm



Rectos:

FC 5005: 2,8mm

FC 5007: 3mm

FC 5009: 3,2mm

Angulados:

FC 5006: 2,8mm

FC 5008: 3mm

FC 5010: 3,2mm



Angulados

FC 5013: 3mm

FC 5014: 3,2mm


FC 5011: 2,5mm

FC 5012: 2,8mm

Bisturís de Zafiro



Clear Cornea 70°




A

A

FC 3001: 1,8mm **FC 3006:** 2,5mm
FC 3002: 2,2mm **FC 3008:** 2,65mm
FC 3004: 2,8mm **FC 3010:** 3mm
FC 3005: 2,4mm **FC 3011:** 3,2mm


Lanceta 30° / 60° / 70°



A

FC 3014: 1mm_30°
FC 3015: 1mm_60°


Hoja Única 45°



A

FC 3017: 1mm
FC 3018: 1,5mm

Tres hojas 30° / 30°



A

FC 3013: 1mm

FC 0604


Porta-Rompe cuchillas, **MODELO SUIZO**,
pala cónica 13m, mango cilíndrico Ø6mm, 12cm



Pre-Choppers

FC 1486

AKAHOSHY, cross action, p/ micro incisión, mango cilíndrico Ø8mm, 12,5cm



FC 1487

AKAHOSHY híbrido, cross action, 5,3mm, mango cilíndrico Ø8mm, 12cm



FC 1488

AKAHOSHY universal, p/ micro incisión, cross action, mango cilíndrico Ø8mm, 12cm



FC 0297

AKAHOSHI, p/ cortar, dividir y rotar el núcleo, mango cilíndrico Ø8mm, 11,5cm




FC 0022

Pinza **AKAHOSHI**, pala delicadas 4,5mm, punta delicada, A/A, 10,8cm



FC 0811

Cinzel p/canal lacrimal **WEST**, recto, 20 x 5mm, 16cm



FC 0732

Cinzel p/ canal lacrimal **FREER**, curvo, 4mm, 16cm



Cuchillo p/ córnea **GILL**, filo curvo, 3 x 18mm, 12,3cm

FC 1010: Pala recta

FC 0996: Pala ligeramente curvo



FC 0655

Cuchillo **HOCKEY FUKASAKU**, borde frontal agudo 3mm, Borde inferior semi-agudo 6mm, 11,8cm



FC 0997

Cuchillo p/ córnea **TOOKE**, filo curvo, pala recta 18 x 2,5mm, 11cm



CHANG, manipulador doble p/ FACO, 13cm
Micro dedo Lieberman, chopper 0,9mm

FC 0893: mano derecha

FC 0894: mano izquierda



ROSEN, chopper p/ núcleo, c/ borde inferior romo

FC 0634: Punta angulada 90°

FC 0635: Punta angulada 60°



NAGAHARA, chopper derecho, pala 10mm, 11,5cm

FC 1205: Angulado 60°, Ø1,5mm

FC 1186: Angulado 60°, Ø1,25mm

FC 1194: Angulado 90°, Ø1,5mm



Canal Lacrimal

FC 0664

CASTROVIEJO, doble terminación, c/ puntas afiladas en forma de cono, 14cm



FC 0852

GIESSEN muy fino, angulado, 8,5cm




WILDER, punta cónica, 10cm

FC 0861: Talla 1. Fino 19mm

FC 0862: Talla 2. Medio 23mm

FC 0888: Talla 3. Grueso 32mm



FC 0889

Infantil, punta muy fina y roma Ø0,45mm, 11cm



Esclera

SCHEPPENS, tipo dedal, terminación en martillo



FC 1503, pequeño, punta 5mm

FC 1504, mediano, punta 7mm

FC 1109

SCHOCKET, terminación doble, c/clip p/bolsillo, 13,5cm




Ciclodialisis

CASTROVIEJO, pala 10 y 15mm, 12,5cm

FC 0667: Ancho 0,25mm

FC 0903: Ancho 0,5mm



FC 0675

WHEELER, doble, curva, 1.75 x 30mm, 13cm




FC 0891

ELSCHNIG, pala 1mm, 12,5cm



Iris

BARRAQUER, terminal en disco, 12,5cm



FC 0916: Ø8mm

FC 0917: Ø10mm

FC 0918: Ø12mm

FC 0919: Ø15mm


BARRAQUER, pala redonda, lisa, 15mm, 9cm

FC 0629: Ancho Ø0,5mm

FC 0869: Ancho Ø0,25mm



CULLER, longitud pala 28mm, 13cm



FC 0690: Ancho 1mm


FC 0708: Ancho 2mm



LASIK


FC 1195

KIMURA, pala 4 x 17.5mm, 14,5cm. Platino



FC 0927

KATZEN, doble, abotonada y en gancho, 13,6cm



DSEK

FC 1438



PATTON p/ botón corneal, 14cm
cuchara 6mm, espátula 1,5mm



DSAEK

FC 1440

BUSIN, endotelial deslizante, pala 15mm, 14cm



Lente

FC 0517

OSHER, punta en "Y" 0,2mm, pala recta, 11,8cm



FC 0509

JAFFE pala angulada 0,5 x 10mm, 12cm



FC 0902

HIRSCHMAN, pala múltiples muescas, 0,5mm, 12,4cm



Núcleo

FC 0850

KOCH, curva, punta pico pato, lisa, 0,5mm, 15cm



FC 0860

KANSAS, p/ bisector y trisector, pala 4mm, 12cm



FC 0895

NAGAHARA, borde interior plano, pala 11mm, 11,2cm




FC 0924

LIPPMAN, punta roma en forma de "Y", Ø0,5mm, 11,5cm



FC 0900

KNOLLE, maleable, terminal Ø0,5mm, 12,5cm



FC 0521


NEUHANN, pala curva 11mm, 1mm, 10,5cm



Synechiae

FC 0863

CASTROVIEJO, doble punta ancho 0,5mm, largo 10 y 15mm, 13cm



FC 0901

OBSTBAUM, terminal Ø0,25mm, 12cm



FC 0925

GIRARD, punta semi-aguda, Ø0,5mm, 11,5cm



Órbita

FC 0739**BONN-GIESSEN**, acodada 30°, 16 x 40mm, 16cm**SAUTTER**, 15cm**FC 2009**: 22 x 13mm**FC 2010**: 22 x 16mm

Espéculo nasal, 14,5cm

FC 0725: Fig. 1, 26mm**FC 0726**: Fig. 2, 29,5mm**FC 0727**: Fig.3, 33mm**FC 0728****BEYER** mordida aguda afiladas p/cortar y modelar el hueso, 18cm

Estrabismo/ Músculo

FC 0858

GASS-ROUCHY, p/separación de retina, 14,3cm
Perforado, ojal 1mm, pala 11mm,



FC 1435

Curvo, pala 11mm, 14cm



GRAEFE, 13,5cm

FC 0636: Pequeño, 7mm

FC 0630: Mediano, 9mm

FC 0637: Grande, 11mm



HELVESTON, extrafino, c/valvas espatuladas roma, 13cm

FC 0880: 8mm


FC 0881: 10mm

FC 0882: 12mm



FC 0631

KIRBY, doble terminación gancho y espátula, 15cm



JAMESON

FC 0885: Pequeño, 3,2mm, 0,9mm, 12,8cm

FC 0899: Grande, 3,6mm, 1,2mm, 13,3cm



FC 0914

GREEN, 10 x 4mm, 12,5cm



Iris

GRAETHER, punta de cuello terminado en botón, 12,5cm



FC 0904: Recto

FC 0905: Angulado



BONN, punta roma 3mm, recto, 12,5cm



FC 0907: Mango plano

C 0906: Mango cilíndrico



FC 0909

SHEPARD, punta roma Ø1mm, recto
mango plano, 12cm



FC 0912

HIRSCHMAN, punta roma Ø1mm, angulado
mango cilíndrico, 12cm



Pupila

FC 0851

FUKASAKU, en cuña y muesca frontal, c/ borde inferior romo, 11.5cm



Tenotomía

FC 0878

STEVENS, pala 4mm, punta roma, 12cm



FC 0879

HELVESTON-TEASER, extra fino, pala 6mm, punta roma,
12,5cm



HELVESTON, extra fino, c/ valva en cono aguda, 12,5cm


FC 0928: Cono Grande

FC 0929: Cono pequeño



FC 1221

CARTER, introductor de esfera, 12,5cm



FC 1000

Mango de bisturí cilíndrico, 10cm



Hojas estériles, desechables, caja 10 Udes.

FC 1161: N°64

FC 1163: N°67

FC 1162: N°65

FC 1164: N°69




FC 1001

Mango de bisturí **BARD-PARKER**, 12cm



Hojas estériles, desechables, caja 100 Uds.

FC 1166: N°15



FC 0737

Calibre **JAMESON**, pie de rey, 0-80mm, 9,4cm



Compás **CASTROVIEJO** 0-20mm
escala bilateral 1mm, 8,5cm

FC 0570: Recto

FC 0571: Curvo



FC 0646


Queratómetro intraoperativo **MALONEY**. Ø6mm.Titanio



DSEK

FC 1450

Manipulador **SINSKEY**, punta roma invertida, 0.2mm, 11cm



FC 1442

Rascador p/ endotelio, **ROSENWASER**, punta invertida 90° semi-aguda, 11cm



LASIK

FC 1347

Manipulador doble **SEIBEL** (12mm / 1mm), 10cm



LASEK


FC 1455

Manipulador **SLOANE** semi-agudo 7mm, 11,3cm




Lente

SINSKEY punta roma, mango cilíndrico, 11.5cm



FC 0874: Recto, Ø0,25mm

FC 0898: Recto, Ø0,20mm




FC 0875: Angulado, Ø0,25mm

FC 0897: Angulado, Ø0,20mm




SINSKEY, pala 10mm, punta roma, mango plano, 11,5cm



FC 0668: Recto, Ø0,15mm

FC 0683: Recto, Ø0,20mm



FC 0693: Angulado, Ø0,20mm



FC 0520

DEITZ pala 11mm, punta roma en forma "Y"
mango cilíndrico, 12cm



FC 0913

KUGLEN, pala recta, hoja de trébol, mango plano,
11,5cm



FC 0892

MALONEY, pala abovedada, botón de camisa 0.25mm
mango cilíndrico, 12,4cm



FC 0871: Recto

FC 0872: Angulado



CLAYMAN-JAFFE punta roma, Ø0.15mm
mango plano, 11 cm

Lente

LESTER, botón camisa, Ø0,25mm , angulado 10mm
mango cilíndrico 11.5cm



FC 0867: Pala abovedada

FC 0671: Pala recta



BECHERT punta en forma de "Y" angulada, 11,5cm



FC 0518: 7mm

FC 0519: 9mm



PISACANO punta plana en disco, 11.5cm


FC 0676: Vertical

FC 1184: Horizontal



FC 0923

CLAYMAN punta en forma espátula en "V", angulada
0,5mm, 11,5cm



FC 0866

RENTSCH "gancho barco", recto, c/protección,
mango cilíndrico 11cm



FC 0873

HARRIS-SINSKEY, pala angulada, punta roma Ø 0.25mm
mango plano 11,4cm



FENZL, pala 10mm, punta Ø0,15mm, mango cilíndrico, 11,7cm



FC 0876 Recto, c/protección



FC 0877: Angulado



Lente

MALTZMAN-FENZL, punta Ø0,15mm
mango cilíndrico, 11.5cm



FC 0965: Angulado

FC 0921 Recto



FC 0911

LEWICKY, punta roma Ø0,15mm, angulado, 12cm



KUGLEN, terminación en botón Ø0,5mm, 11,5cm

Mango Cilíndrico



FC 0507: Recto

FC 0522: Angulado



Mango Plano




FC 0700: Recto,

FC 0695: Angulado



Loop

LEWIS, estriado, mango plano, 13,3cm




FC 1112: Corto, 5 x 6mm

FC 0672: Largo, 6 x 7mm




FC 0886

NEW ORLEANS, liso, 5 x 10mm, mango plano, 14,2cm




FC 0887

MORRISON, doble, lazo (5 x 7mm), punta oliva (3mm)
mango cilíndrico, 12,1cm



FC 0682

ARLT, estriado, 3mm, mango plano, 13,6cm



Núcleo

ANIS punta en bola Ø0,5mm, mango cilíndrico, 12cm



FC 0692: Recto

FC 0645: Angulado



LIEBERMAN, punta fina en forma de lágrima, mango cilíndrico, 11,5cm



FC 0691: Mano derecha

FC 0864: Mano izquierda



DRYSDALE, pala angulada 10mm, punta oliva 1x1,5mm,
mango cilíndrico, 11,5cm



FC 0844: Sin pulidor de cápsula anterior

FC 0934: C/ pulidor de cápsula anterior



FC 1269

LEBUISSON pala 12mm, punta oliva, 11,5cm



Especial TIT-ICE



Desmontable

Titanio

Ultraligero

Ergogrip

Especial Tit-Ice

Mangos p/ puntas desmontables



Simple (8,5cm)	Doble (6,5cm)	Color
FC 1251G	FC 1251DG	Gris
FC 1252L	FC 1252DL	Lila
FC 1253A	FC 1253DA	Azul
FC 1254VO	FC 1254DVO	Verde oscuro
FC 1255VC	FC 1254DVC	Verde claro
FC 1256O	FC 1252DO	Oro
FC 1257P	FC 1257DP	Plata

Puntas Intercambiables

Núcleo



FC 0864TT
LIEBERMAN
Descripción pág.30



FC 0691TT
LIEBERMAN
Descripción pág.30



FC 0844TT - FC 0934TT
DRYSDALE
Descripción pág.30



FC 0521TT
NEUHANN
Descripción pág.21



FC 0676TT
PISACANO
Descripción pág.28



FC 1184TT
PISACANO
Descripción pág.28



FC 1247TT
DARDENE
Angulado 45°



FC 0522TT
KUGLEN
Descripción pág.29



FC 0519TT
JAFBE-BECHERT
Descripción pág.28

● Puntas Intercambiables

Manipuladores



FC 0866TT
RENTSCH
Descripción pág.28



FC 0921TT
MALTZMAN-FENZL
Descripción pág.29



FC 0518TT
BECHERT
Descripción pág.28



FC 0867TT
LESTER
Descripción pág.28



FC 0683TT
SINSKEY
Descripción pág.27



FC 0693TT
SINSKEY
Descripción pág.27



FC 0876TT
FENZL
Descripción pág.28



FC 0965TT
MALTZMAN-FENZL
Descripción pág.29



FC 0892TT
MALONEY
Descripción pág.27



FC 0877TT
FENZL
Descripción pág.28



FC 0875TT
SINSKEY
Descripción pág.27



FC 0911TT
LEWICKY
Descripción pág.29



FC 0874TT
SINSKEY-BURATTO
Descripción pág.27

Lente

Especial Tit-Ice

● Puntas Intercambiables

Espátulas



FC 0869TT

BARRAQUER


Descripción pág.34



FC 0517TT

OSHER


Descripción pág.34



FC 0902TT

HIRSCHMAN


Descripción pág.20



FC 0509TT

JAFÉ

Descripción pág.20



FC 0629TT

BARRAQUER


Descripción pág.19



FC 0518TT

BECHERT

Descripción pág.28



FC 0900TT

KNOLLE

Descripción pág.21

Chopper



FC 1205TT

NAGAHARA

Descripción pág.17



FC 0634TT

ROSEN

Descripción pág.17



FC 0635TT

ROSEN

Descripción pág.17

Córnea


FC 1294

Axial **ELÍES** p/lámpara de hendidura, 14mm, mango cilíndrico, titanio, 13cm




FC 0510

P/ LASIK **CHAYET**, anillo grande Ø8,5mm, 11,5cm




FC 0511

P/ LASIK **DULANEY**, anillos de Ø3mm-3,5mm, 11,5cm




FC 0514

P/ LASIK **LU**, 10,5cm



FC 0513

P/ LASIK **MÉNDEZ**, 10,5cm




FC 1117

P/ LASIK **GIMBEL**, dientes romos, Ø13mm, 11,5cm



FC 0922

Anillo fijación **LU-MÉNDEZ**, 10,5cm



Córnea

Anillo de fijación **FINE-THORNTON**, 12 dientes romos, 11,5cm

FC 1118: Ø13mm

FC 0883: Ø16mm



BORES, 10,2cm

FC 0950: Ø3mm

FC 0955: Ø4,25mm

FC 0959: Ø6mm

FC 0951: Ø3,25mm

FC 0956: Ø4,5mm

FC 0960: Ø7mm

FC 0952: Ø3,5mm

FC 0957: Ø4,75mm

FC 0961: Ø8mm

FC 0953: Ø3,75mm

FC 0958: Ø5mm

FC 0962: Ø9mm

FC 0954: Ø4mm



FC 0647

MENDEZ, Ø12mm, 11,5cm,



FC 0963

LINDSTROM, zona óptica Ø6mm, 10cm



HOFFER, con hilos cruzados, 10,2cm

FC 0936: Ø3mm

FC 0941: Ø4,25mm

FC 0946: Ø6mm

FC 0937: Ø3,25mm

FC 0942: Ø4,5mm

FC 0947: Ø7mm

FC 0938: Ø3,5mm

FC 0943: Ø4,75mm

FC 0948: Ø8mm

FC 0939: Ø3,75mm

FC 0944: Ø5mm

FC 0949: Ø9mm

FC 0940: Ø4mm



Córnea

ANIS, 8 láminas radiales, c/apertura central Ø8mm, 10,2cm


FC 0512



ANIS, c/apertura central Ø4mm, 10,2cm

FC 0964: 8 láminas

FC 0966: 16 láminas



Esclera

FC 1219

URREST-ZAVALIA, 12,5cm



FC 0711


GASS, Ø1,5mm



Trabeculectomía

FC 0935

FECHTNER, 9cm



Vitrectomía

Marcador p/inserción de cánula 23G.

FC 1208: Mano derecha

FC 1209: Mano izquierda



BRAUNSTEIN

FC 1321: 3.0mm/3.5mm

FC 1323: 3.5mm/4mm




FC 0729

Relleno de plomo, 300gr., Ø25mm, 19cm

**FC 0993**

ALGERBRUSH II, c/baterías y fresa de Ø1mm (FC 1245)



Modelo de fresas:

FC 1244: Ø0,5mm

FC 1245: Ø1mm



FC 1252: Ø2.5mm, Polvo de diamante

FC 1253: Ø3.5mm, Polvo de diamante



FC 1254: Ø4mm, Polvo de diamante



FC 1255: Ø5mm, Polvo de diamante



MCPHERSON, piza bipolar aislada, puntas roma 0,25mm, doble pin, 7cm

FC 0783: Recta

FC 0785: Angulada




Campo

BACKCHAUS

FC 0779: 9cm

FC 0790: 13,5cm



BABY-JONES, 5,5cm

FC 0778: Curvo, 5,5cm



Hemostáticas

DIEFFENBACH, 5cm


FC 0447: Recto, 5cm

FC 0449: Recto, 3,5cm



FC 0448: Curvo, 5cm


FC 0450: Curvo, 3,5cm



HARTMANN-MOSQUITO, muy fina, S/D, 9,5cm

FC 0775: Curva


FC 0777: Recta



HALSTED-MOSQUITO, muy fina, S/D, 14,5cm

FC 0776: Curva

FC 0633: Recta



Capsulorrexix

FC 0116

MASKET, pala abovedada, 11mm, c/ cistitomo mango plano, 10,5cm



FC 0622

LEHNER pala abovedada 11mm, c/ cistitomo mango cilíndrico Ø8mm, 11cm



FC 0120

UTRATA, pala recta 11mm, c/ cistitomo mango plano, 10,5cm



UTRATA pala recta, c/ cistitomo, 10,5cm

FC 0289: mango cilíndrico Ø8mm

FC 0310: mango cilíndrico Ø6mm



FC 0290


JAFFE, pala recta 11mm, punta oliva mango cilíndrico Ø8mm, 10,5cm



Glaucoma

FC 1211

MERMOUD, pala recta,, c/d 90° mango cilíndrico Ø7mm, 10,5cm




Micro incisión 1.8mm

Mango plano, 10,5cm

FC 2002: Recta, 13mm, c/cistitomo, 8,5cm

FC 2002B: Recta, 13mm, punta oliva 8,5cm




Mango cilíndrico Ø6mm, 10.5cm

FC 3003: Recta, 13mm, c/ cistitomo, 10.5cm



FC 0489T: INAMURA, Cross Action, Titanio.

Curva, c/ cistitomo, 13mm, 10cm



FC 0490: INAMURA, Cross Action, Curva, c/ cistitomo,

13mm, 10cm, Ø8mm




Minim - Ice

FAD (Freno Anti apertura y Deformación)

Mango plano, 10.5cm

FC 2020: Recta, 12mm, c/ cistitomo

FC 2021: Curva, 12mm, c/cistitomo



Mango cilíndrico Ø6mm, 10.5cm

FC 3030: Recta, 12mm, c/ cistitomo

FC 3031: Curva, 12mm, c/cistitomo

FC 0298: Curva en ojal, 12mm, c/ cistitomo



Coaxial MICS, 23G



FC 1363: **VERGÉS**, punta 1,3mm



FC 1364: **CURBELO**, punta 1,0mm



FC 1365: **BURATTO**, ángulo 90°.

Endotelio _ DSEK


FC 1451: **FLORAKIS**, p/ arrastre, 10cm
punta reversa en triángulo , aguda, 75°



FC 1453: **ROSSENWASSER**, p/inserción de lamela, 10cm
pala c/ tope, 12mm



FC 1452: **BUSIN**, curva, p/ agarre, 23g, 13.5cm



Cilia

FC 0147

BARRAQUER, pala ligeramente angulada, 11mm
c/ plataforma 6mm, 11cm



FC 0396

BARRAQUER pala ligeramente angulada, 11mm,
c/ plataforma 6mm, 10,5cm



FC 0454

BEER pala 4,5mm, c/ plataforma 3mm, 9cm



Meibomio

FC 1356


ARITA, p/ compresión de glándula, 10cm
punta lisa en pala



Córnea

FC 0487

MAUMENEE-COLIBRÍ, 1x2D, 0,12mm, 90°,
c/plataforma 5mm, 10,5cm



FC 0164


HYDE 2x2D_0,12mm, 90°, c/plataforma 7mm, 10,7cm



MCPHERSON 1x2D_0,4mm, 90°, c/plataforma 6mm, 10,5cm

FC 0140: Recta

FC 0176: Angulada



PIERSE-COLIBRÍ, 1x1D, c/plataforma 6mm, 7,5cm


FC 0223: 0,1mm

FC 0220: 0,2mm




Córnea

FC 0103

THORPE 2x3D_0,12mm, 45°, c/plataforma 5mm, 10,2cm


FC 0197

BARRAQUER COLIBRÍ 1x2D 0,12mm, 90°
s/ plataforma, 7,5cm

FC 0282

HOSKIN modelo colibrí, punta aguda, 8,2cm


FC 1206

PIERSE punta fina, recta, estriada, 0,1mm, 9cm

FC 0160

HARMS-COLIBRÍ 1x2D_0,12mm, 45°
c/plataforma 5mm, 11cm


FC 0198

HARMS-COLIBRÍ 1x2D_0,12mm, 45°
c/plataforma 6mm, 7,5cm

FC 0163

CASTROVIEJO-COLIBRÍ 1x2D_0,12mm, 90°
s/ plataforma, 11cm

FC 0135

MÉNDEZ, p/ LASIK pala abovedada en espatulada, lisa
p/ elevación, agarre y disección, 10cm

Córnea


FC 0138

KURSTIN, punta disco estriada, mango plano, 10cm



FC 0015

BONN-MORIA 1x2D.0,1mm, c/ plataforma 3mm, 10cm



BARRAQUER-COLIBRÍ, 1x2D_0,12mm, 7,5cm




FC 0219: 45°, c/plataforma 5mm

FC 0210: 90°, sin plataforma



FC 2011

BONN, 1x2D_0,1mm, c/ plataforma 3mm, 7,3cm




Corneoesclera

GIRARD-COLIBRÍ, 1x2D_0,12mm, 90°, c/plataforma, 10cm




FC 0428: Izquierda

FC 0429: Derecha



C/ plataforma 6mm, 45°, 10cm



FC 0420: Curva, 1x2D_0,12mm

FC 0423: Recta 1x2D_0,12mm

FC 0424: Recta, 1x2D_0,3mm

FC 0425: Recta, 1x2D_0,5mm



COLIBRÍ-PIERSE, 45°, c/plataforma, 10cm



FC 0406: 1x1D_0,1mm

FC 0421: 1x1D_0,12mm



Chalación

FC 0001

AYERS pala redonda, Ø8mm, 9cm**DESMARRES**, pala oval, 9cm

FC 0003: Ø20 x11mm

FC 0004: Ø26 x13mm

FC 0005: Ø31x15mm



FC 0006

HUNT pala redonda, Ø12mm, 9,7cm

FC 0010

WIES pala superior estriada, Ø8mm, 9cm**LAMBERT** pala oval

FC 0002: Ø8mm, 9cm

FC 0007: Ø15mm, 9,7cm



FC 0008:


BAIRD pala oval, Ø11 x 8mm, 9cm

FC 0009

FRANCIS pala oval Ø14 x 11mm, 9cm

Disección

BISHOP-HARMON, pala estriada en cruz, 8,5cm



FC 0188 0,5mm

FC 0189: 0,6mm

FC 0190: 0,8mm



FC 0599



ADSON pala estriada, 0,8 x 0,6mm, recta, 12,5cm



ADSON 1x2D_1,2mm

FC 0600: 12cm

FC 0597: 15cm



FC 0383

Modelo fuerte, pala estriada, 1,5mm, 11cm



pala estriada, 10cm

FC 0351: Recta, 0,5mm

FC 0348: Recta, 1mm

FC 0349: Curva, 0,5mm

FC 0350: Curva, 1mm



Entropi3n

SNELLEN, pala inferior s3lida, pala superior fenestrada, 9,5cm

FC 0459: Derecha, 28mm

FC 0461: Derecha, 35mm

FC 0460: Izquierda, 28mm

FC 0462: Izquierda, 35mm



Fijación Conjuntiva

FC 0381

GRAEFE 6x7D, ancho 4,5mm, 11cm



FC 0791

GREEN 14x15D, horizontales, 10cm




FC 0316

SAUER 1x2D. 0,5mm, 45°, 8,5cm




FC 1501

FECHTNER, anillos cortantes Ø0,6mm
c/plataforma 6mm, 10,5cm




BONACCOLTO, recta, estriada, 11cm

FC 0377: 0,8mm **FC 0384:** 1,2mm **FC 0385:** 1,7mm



MOODY 1x2D_0,5mm, c/bloqueo, 11cm

FC 0156: izquierda **FC 0157:** Derecha



FC 0155

STERN-CASTROVIEJO 1x2D_0,5mm, recta,c/ bloqueo, 11cm



FC 0343

THORPE 2x3 D_0,6mm, 90°, c/plataforma,9,5cm



Fijación Conjuntiva

FC 0327

KEHLMANN-MCGREGOR pala estriadas en cruz
c/plataforma 7,5mm, 10cm



LESTER recta, dientes 0.6mm, 9,5cm

FC 0341: 1x2 dientes

FC 0400: 2x3 dientes



Fijación Corneal

FC 0172


CASTROVIEJO, 1x2D_0,3mm, 45°, 11cm



BORES puntas en forma de "U", distancia 3mm
1x2D_0,12mm, 10,5cm

FC 0043: Curva


FC 0044: Recta



ARROWSMITH en forma de "U", distancia pala 8mm,
1x2D_0,12mm, c/ bloqueo, 10,5cm

FC 0045: Angulada


FC 0046: Recta



KREMER en forma de "U", distancia pala 13mm,
1x2D_0,12mm, c/ bloqueo, 10,5cm

FC 0047: Angulada

FC 0048: Recta



Fijación Corneal

PIERSE 1x1D_0,1mm, c/ plataforma, 8,5cm



FC 0260: Curva

FC 0262: Angulada



FC 0266


PIERSE 1x1D_0,2mm, recta, c/ plataforma, 8cm




Fijación Esclera

FC 0388

KUHNT 1x2D., curvos, 11cm



BRACKEN 1x2D_0,8mm, curvos, 10,5cm




FC 0392: 0,6mm

FC 0393: 0,12mm



ELSCHNIG 1x2D., 90°, 11cm



FC 0386: 0,3mm

FC 0387: 0,9mm

FC 0394: 1,5mm



Fijación de Recto Superior

FC 0040

TENNANT-TROUTMAN, 1x2D. rígidos, pala curva, 10,7cm



FC 0039

TROUTMAN, 1x2D. rígidos, pala recta, 10,7cm




Fragmentos

FC 0123

GASKIN pala angulada, s/ plataforma, 11mm, 8cm



GASKIN pala angulada, c/plataforma 11mm



FC 0287: Mango Ø8mm, 11cm

FC 0307: Mango Ø6mm, 10,5cm

FC 0363

OSHER pala angulada, punta serrada c/plataforma 3mm, 8cm



FC 0224


GILLS/ WELSH modelo colibrí, 7,3cm



Hilos


FC 0312

ST. MARTIN, 7-0 a 9-0, c/plataforma 5mm, 8,5cm



FC 0346


8-0 a 11-0, c/plataforma 6mm, 8,5cm



MCPHERSON, 8-0 a 11-0, c/plataforma 5mm, 10,5cm

FC 0121: Recta

FC 0122: Angulada



FC 0115

KEHLMANN MCPHERSON, De 8-0 a 11-0 ,angulada c/plataforma 7,5mm, 10,5cm



Hilos

OSHER, curva, c/plataforma 6,5mm



FC 0328: 10cm

FC 0329: Muy fina, 10,2cm



FC 0419

GIRARD, 8-0 a 11-0, fina, recta, c/plataforma 6mm, 10cm



TROUTMAN, 8-0 a 11-0, c/plataforma 6mm, 10cm

FC 0013: Recta





FC 0012: Curva



TENNANT, 9-0 11-0, c/plataforma 6mm, 11cm

FC 0288: Recta



FC 0285: Curva



TENNANT, 9-0 a 11-0, c/plataforma 6mm, 10cm

FC 0404: Recta

FC 0405: Curva



FC 0213


BARRAQUER, c/plataforma 5mm, 7,5cm



BONN, 9-0 a 11-0, recta, c/plataforma 5mm

FC 0250: 7,3cm

FC 0397: 9,5cm



Hilos

FC 0058

JAFFE, 8-0 a 11-0, c/plataforma 7mm, curva, 11cm



JAFFE, 8-0 a 11-0, recta, muy fina, pala lisas, c/plataforma 6mm, 11cm

FC 0145: Recta

FC 0146: Curva



CASTROVIEJO, 8-0 a 11-0, 11cm

FC 0166: C/ plataforma 5mm, recta




FC 0167: C/ plataforma 4mm, angulada




FC 0360

KELMAN-MCPHERSON, 8-0 a 11-0, angulada c/plataforma 7,5mm, 8,5cm



FC 0305

FRENSE, 1x2D._0,12mm, 90°, c/plataforma 8mm, 10,5cm




FC 0080

BECHERT-MCPHERSON, 8-0 a 11-0, pala lisas, forma 10mm, 10,5cm



FC 0130

c/ plata- **HELVESTON**, 4-0 a 6-0, estándar, pala lisas, 11,5cm




Hilos

MCPHERSON, 8-0 a 11-0, c/plataforma 5mm

FC 0090: Recta, 10,5cm

FC 0066: Angulada, 10,5cm



FC 0362: Recta, 8,5cm


FC 0359: Angulada, 8,5cm



HARMS, 7-0 a 9-0, c/plataforma 6mm, 11cm

FC 0150: Recta


FC 0151: Curva



HARMS, 7-0 a 9-0, c/plataforma 6mm, 10cm

FC 0322: Recta

FC 0323: Curva




FC 0324

HARMS, 7-0 a 9-0, angulada, c/plataforma 7mm, 10cm



FC 0130

HELVESTON, 4-0 a 6-0, pala lisa, 11,5cm



FC 0311

PAUFIQUE, 7-0 a 9-0, recta, c/plataforma 7mm, 8,8cm



Inserción de Lente

FC 0025

LIVVERNOIS-MCDONALD, angulada, cruzada, 5m m
cara interna cóncava, 10,5cm



LIVVERNOIS pala en cono redondeada, 5mm, 10,5cm


FC 0133: Recta

FC 0131: Angulada



FC 0118

FAULKNER angulada, redondeada, 11mm, 10,5cm




FC 0503

KRAFF, angulada 70°, 3mm, 11cm
cara interior cóncava, 11cm



FC 0042

LIVVERNOIS pala en "L", cara interior cóncava, 10,6cm



FC 0029

ERNEST-MCDONALD, m angulada, cruzada, 5mm,
cara interna recta, 10,5cm

FC 0026: **ERNEST-MCDONALD II**, extra fina



FC 0497

SINSKEY pala fina, en forma de "T"
p/3 puntos de fijación, 11cm



FC 0079


STEINERT, angulada, 7mm punta en cono, 10,5cm



Inserción de Lente


FC 0075

FAULKNER, angulada 11mm, punta en cono, 10,5cm



FC 0088

OSHIKA-FAULKNER, angulada 11mm, punta en cono cara interior cóncava, 10,5cm



FC 0117

SPALECK, pala convexa, 10,2cm



FC 0079

STEINERT, angulada 7mm, puntas en cono, 10,5cm



FC 0126

BURATTO, pala cóncava muy fina 10cm




FC 0129

BURATTO, curva 15mm, punta en disco estriada, 10,5cm



FC 0137


HABERLE-MCPHERSON, angulada 7,5mm, punta estriada 1 0.5cm



Inserción de Lente


FC 0286

WARING pala 2mm c/plataforma 7mm
mango cilíndrico Ø8mm, 11cm



FC 0494

BLAYDES pala lisa angulada 45° muy finas, 11,5cm



CLAYMAN pala angulada 70° abajo 3mm
s/ plataforma, 11cm

FC 0476: C/ Bloqueo

FC 0477: S/bloqueo



FC 0481

BECHERT pala fina ligeramente curva, 12,5cm




FC 0482

SHEPHARD pala ligeramente curva 20mm
punta pico pato serrada Ø1,5mm, 11cm



Iris

BISHOP-HARMON, 1x2D, 90°, recta, 8,5cm



FC 0191: 0,3mm

FC 0193: 0,6mm

FC 0192: 0,5mm


FC 0194: 0,8mm



GILL, curva, 7,2cm

FC 0221: pala estriada

FC 0226: 1x2D_0,4mm



Iris

FC 0236

GILLS, 1x2D .Abajo, 7,5cm



BOTVIN, doble curva, 7,5cm


FC 0199: 1x2D.

FC 0222: pala estriada



FC 0245

BONN angulada muy fina 6mm,
c/ micro placas, 7,5cm




FC 0248

BONN, recta, puntas estriada, 7,5cm




FC 0251

BONN, 1x2D_0,12mm, 90°, angulada 0,6mm, 7,5cm



FC 0347


BONN, 1x2D_0,5mm, 90°, curva, 10cm



BONN, 1x2D_0,12mm, 90°, recta c/ plataforma 4,5mm


FC 0252: 7cm

FC 0337: 10cm



FC 1329

BONN, pala acodada en bayoneta, 1x2D_0,1mm,
c/ plataforma 3mm, 10cm



Núcleo

FC 0021

ERNEST-CALF pala fina, acción cruzada
cara externa estriada 10cm



FC 0148

DODICK pala estriada, acción cruzada, 11cm



FC 0082

KANSAS pala angulada 10mm
múltiples dientes paralelos, 10,5cm



Párpados

BERKE, pala estriada, mango c/ bloqueo deslizante, 10,5cm

FC 0471: pala 20mm

FC 0472: pala 27mm



FC 1210

PUTTERMAN, mordida 6 pins, 9,5cm



JAMESON, mordida 6 pins, 10cm

Adulto: Pala 12mm

Infantil: Pala 8mm

FC 1342: Derecha

FC 1491: Derecha

FC 1343: Izquierda

FC 1492: Izquierda



FC 0789


DOWNES, pala 25 x 30mm, 9,8cm



Suturas


FC 0200

GILLS-COLIBRÍ, A/A, c/plataforma 6mm, 7,5cm




FC 0218

TROUTMAN-COLIBRÍ, 1x2D_0,12mm, 45°, c/plataforma, 7,5cm



FC 0380

JAYLE 1x2D_0,8mm, 45°, c/plataforma 7mm, 10,5cm



FC 0244

POLACK doble rama, 1x2D_0,12mm, 45°, 7,5cm




CASTROVIEJO 1x2D., 45°, c/plataforma 5,5mm, 11cm

FC 0154: 0,12mm

FC 0161: 0,5mm

FC 0159: 0,3mm

FC 0162: 0,9mm



FC 0168: 0,12mm

FC 0170: 0,5mm

FC 0169: 0,3mm


FC 0171: 0,9mm



CASTROVIEJO 1x2D., 45°, c/plataforma 6mm, 10cm



Recta




FC 0336: 0,12mm

FC 0331: 0,3mm

FC 0332: 0,5mm

FC 0333: 0,9mm

Angulada



FC 0334: 0,3mm

FC 0335: 0,5mm

Suturas

FC 0253

BONN, 1x2D._0,12mm, 90°, c/plataforma 5mm, 7,5cm



FC 0142

BONN, 1x2D._0,12mm, 90°, c/plataforma 5mm,, 10,5cm



FC 0300

COLIBRÍ-TROUTMAN, 1x2D._0,12mm, 45°, curva c/plataforma 6mm, Ø8mm, 11cm



FC 0301

MCPHERSON, 1x2D._0,12mm, 90°, 11cm angulada, c/ plataforma 8mm, Ø8mm, 11cm



FC 0302

KELMAN-HOFFER, 1x2D._0,12mm./plataforma 11mm,11cm




FC 0014

TROUTMAN, 1x2D._0,12mm, 90°, c/plataforma 5mm, 10cm




COLIBRÍ-BARRAQUER, 1x2D._0,2mm, 7,5cm

FC 0214: c/plataforma **FC 0216:** s/ plataforma



FC 0299


CASTROVIEJO, 1x2D._0,12mm, 45°, c/plataforma 8mm, 11cm



Suturas

FC 0064


JAFFE, 1x2D._0,12mm, 90°, c/plataforma 6mm, 11cm



MCPHERSON 1x2D._0,12mm, 90°, c/plataforma 5mm, 8,5cm

FC 0370: Recta

FC 0371: Angulada



FC 0143

KELMAN-MCPHERSON, 1x2D._0,3mm, 90°
c/plataforma 7,5mm, 10,5cm



FC 0372

KELMAN-MCPHERSON, 1x2D._0,12mm, 90°
angulada, c/plataforma 8mm, 8,5cm



FC 0373

KELMAN-MCPHERSON, 1x2D._0,12mm, 90°
c/plataforma 11mm, 10,5cm



FC 0458

MOORFIELD, 10cm



FC 0303

BONN, 1x2D._0,12mm, 90°, recta
c/plataforma, 8mm, Ø8mm, 11cm



FC 0399

BONN, 1x2D._0,12mm, 90°, 9,5cm
recta, c/plataforma 5mm



Suturas

FC 0127


BECHERT, pala angulada 10mm, 10,5cm



1x2D., c/ plataforma 5mm, 8,5cm

FC 0344: 0,3mm

FC 0345: 0,12mm




FC 0422

TENNANT, 1x2D._0,12mm, 90°, c/plataforma, 10cm



FC 0234

BARRAQUER COLIBRÍ, 1x2D._0,4mm, 90°, c/plataforma 6mm, 7,5cm



FC 0313

PAUFIQUE, 1x2D._0,7mm, 45°, c/plataforma, 8,8cm




FC 0153

SNEIDER-CASTROVIEJO, 1x2D._0,12mm, 45°, 11 cm c/ plataforma, 6mm



FC 0315

MANHATTAN, 1x2D._0,3mm, 45°, c/plataforma 5mm, 8,5cm



FC 0235

COLIBRÍ, 1x2D._0,45mm, 90°, 7,5cm



Tipo Joyero

A/A, recta, 12cm

FC 0436: Punta fina



FC 0437: Punta estándar

FC 0438

A/A, recta, 0.3mm, 10cm



FC 0435

A/A, ligeramente curva, 11,5cm



FC 0011

A/A, angulada, 11cm



A/A, recta, 10,5cm

FC 0430: punta 0.1mm

FC 0431: punta 0.2mm




FC 0434

A/A, curva, 11,5cm



Tejidos

Estándar, 1x2D, 90°, 10cm



Recta



FC 0357: 0.5mm

FC 0354: 1mm

FC 0391: 1,5mm

Curva



FC 0395: 1.5mm

FC 0355: 0.5mm


FC 0356: 1mm

HOSKIN 1x1D., punta angulada, estriada, 8,5cm



FC 0278: 0,2mm

FC 0280: 0,3mm



HOSKIN-PIERSE 1x1D, punta , estriada, 8,5cm



FC 0259: Recta, 0,1mm

FC 0264: Recta, 0,3mm

FC 0279: Curva, 0,2mm



NUGENT angulada 45°, 10mm, 10,7cm



FC 0784: pala lisa

FC 0788: pala estriada



Sacabocados


FC 0738

CHRISTENSEN, pala 10mm, mordida 1mm, 8,5cm




FC 0736

P/ membrana **KELLY**, Ø1mm, p/ mordida profunda, 0,75mm




FC 0735

P/ trabeculectomía **LUNITZ-DODICK**, 1mm, 10,8cm



FC 0734

CORNEOESCLERAL GASS, Ø1,5mm, p/mordida profunda 0,75mm



KERRISON, apertura 9mm, 90°, 8,5cm



FC 0840: 3mm

FC 0812: 3,5mm

FC 0841: 4mm


MCPHERSON, 7 x 0,6mm, 11,1cm

FC 0499: Curvo, c/bloqueo

FC 0498: Curvo, s/bloqueo

FC 0500: Recto, c/bloqueo

FC 0501: Recto, s/bloqueo



BARRAQUER, 9 x 0,6mm, curvo, 13,5cm

FC 0523: C/bloqueo


FC 0524: S/bloqueo



BARRAQUER, 10 x 0,6 x 0,4mm, 13,5cm

FC 0525: Recto


FC 0526: Curvo



BARRAQUER, 10 x 0,75mm, c/bloqueo, 13,5cm

FC 0527: Recto

FC 0528: Curvo



BARRAQUER, 9 x 0,75mm, 12cm

FC 0536: Curvo, s/bloqueo

FC 0537: Curvo, c/bloqueo



BARRAQUER, 9 x 0,5mm, curvo, 12cm

FC 0538: S/bloqueo

FC 0539: C/bloqueo



BARRAQUER, modelo infantil, 9 x 0,6mm, 10cm

FC 0549: Recto, c/bloqueo

FC 0547: Recto, s/bloqueo

FC 0550: Curvo, c/bloqueo

FC 0548: Curvo, s/bloqueo



BARRAQUER, estándar, 10 x 1mm, curvo, 13,5cm

FC 0978: S/bloqueo

FC 0980: C/bloqueo



MORIA-BARRAQUER, 10 x 0,6mm, curvo, 13,5cm

FC 0551: S/bloqueo

FC 0552: C/bloqueo



MORIA-BARRAQUER, curvo, s/bloqueo, 13,5cm

FC 0553: 10 x 0,4 x 0,3mm

FC 0554: 10 x 0,5 x 0,4mm

FC 0555: 10 x 0,8 x 0,6mm



MORIA-BARRAQUER, 10 x 0,6mm, 12cm

FC 0556: Recto, s/bloqueo

FC 0558: Recto, c/bloqueo

FC 0557: Curvo, s/bloqueo

FC 0559: Curvo, c/bloqueo



MORIA-TROUTMAN, 10 x 0,6mm, 10cm

FC 0560: Recto, s/bloqueo

FC 0561: Curvo, s/bloqueo

FC 0562: Recto, c/bloqueo

FC 0563: Curvo, c/bloqueo



CASTROVIEJO, 10 x 0,75mm, 14cm

FC 0534: Recto, c/bloqueo

FC 0535: Recto, s/bloqueo

FC 0971: Curvo, c/bloqueo

FC 0972: Curvo, s/bloqueo



CASTROVIEJO, estándar 10 x 1mm, 14cm

FC 0975: Recto, c/bloqueo

FC 0976: Curvo, c/bloqueo

FC 0983: Recto, s/bloqueo

FC 0982: Curvo, s/bloqueo



ANIS, 9 x 0,6mm, curvo, 12,5cm

FC 0544: S/bloqueo

FC 0545: C/bloqueo



JAFFE, pala cónica, 13cm

FC 0985: Recto, c/bloqueo

FC 0986: Curvo, c/bloqueo

FC 0987: Curvo, s/bloqueo



Párpados

DESMARRES, 14cm



FC 1102: Fig. 0, 11mm



FC 1123: Fig. 2, 15mm



FC 1106: Fig. 1, 13mm



FC 0685: Fig. 3, 17mm

ERINA, doble aguda, distancia entre puntas, 1.5mm



FC 0653: Pequeña, 12,8cm

FC 0654: Grande, 13,5cm



FC 1110

JAEGER, placa 20mm / 23mm, 10cm



Canal Lacrimal

FC 0652

KNAPP 4 dientes romos, 13cm



STEVENSON, 8,5cm, Apertura máxima, 21mm

FC 1135: valvas sólidas 13mm, bordes dentados



FC 1111: 3x3D. romos, 1,5mm



FC 1122

AGRICOLA, 3x3D_5mm. agudos, 4cm



FC 0730

FREER, Periostotomo doble terminación romo/agudo, pala 4,5mm, 18cm



FC 0716

SCHEPENS, p/ órbita, pala 14mm, hendidura 5mm, 15cm



HELVESTON, p/ tejido, 12,5cm

FC 0712: Pequeño, 7mm

FC 0713: Mediano, 9mm

FC 0714: Grande, 11mm



HARMS, 12,5cm

FC 0801: Derecha

FC 0802: Izquierda



FC 0810

COLA DE CERDO, c/ ojal distal para sutura, 14cm



BOWMAN, maleable, 13cm

FC 0677 : Juego FC 0702 - FC 0707



FC 0702: Fig.1, 0000/000

FC 0705: Fig.4, 3/4

FC 0703: Fig.2, 00/0

FC 0706: Fig.5, 5/6

FC 0704: Fig.3, 1/2

FC 0707: Fig.6, 7/8

FC 0733

CRAWFORD, Set (par) p/ intubación lacrimal

punta oliva Ø0,6mm, 30,5cm



Capsulotomía

FC 0578

GILLS-VANNAS, aguda, angulada adelante, 7mm, 10cm




FC 1055

URIBE-STERN, aguda, curva-angulada, 10mm, 8cm



FC 1040

VANNAS, aguda, angulada, 5mm, 8cm



FC 1475


VANNAS 5 mm, aguda, angulada 90°, 8cm



VANNAS, aguda, 10mm, 10cm

FC 0586: Recta

FC 0589: Curva



FC 1060

STERN-GILLS, aguda, angulada adelante 11mm, 8cm



VANNAS, 5mm, 9cm

FC 1028: Recta, aguda

FC 1029: Curva, aguda


FC 1223: Recta, roma

FC 1076: Curva, roma



FC 1033

VANNAS aguda, curva, 7mm, 8,5cm



Capsulotomía

FC 1510

GILL VANNAS, aguda, angulada 9mm, 9.5cm



GILLS-VANNAS, aguda 7mm, 8.5cm

FC 1045: Recta

FC 1084: Curva



FC 1089

GILLS-VANNAS, aguda, angulada atrás, 7mm, 9cm



FC 1056

GILLS-WELSH, roma, angulada 11mm, 8.6cm



Conjuntiva

FC 1027

MCPHERSON-WESTCOTT, pala roma 9mm, curva, 11.5cm



Córnea

CASTROVIEJO, pala estándar, A/R muy curva, 14mm

FC 1032: 9,5cm

FC 1069: 11cm



CASTROVIEJO, roma, 18mm, filo 1mm, 11cm

FC 1092: Curva derecha


FC 1093: Curva izquierda



TROUTMAN, 8mm, 10cm

FC 1185: Curva izquierda

FC 1038: Curva derecha



FC 1201

Roma, muy curva, 10cm



CASTROVIEJO, roma, curva, 11cm

FC 0582: pala pequeñas

FC 0583: pala medianas, 11mm

FC 0584: pala grandes



CASTROVIEJO, pala mediana, 10,5cm

FC 0594: Curva derecha

FC 0595: Curva izquierda



FC 0593

CASTROVIEJO, curva, roma 14mm, 11cm



Corneoesclera

CASTROVIEJO, 11cm



FC 1019: pala pequeña, curva derecha



FC 1021: pala mediana, curva derecha



FC 1020: pala pequeña, curva izquierda



FC 1022: pala mediana, curva izquierda

TROUTMAN-KATZIN, pala pequeñas, 10cm



FC 1048: Muy curva derecha



FC 1049: Muy curva, izquierda

Disección / Estándar

FC 1078

Estándar, A/R, recta, 14,5cm



FC 1091

LITTLER, ligeramente curva, roma, 27mm, 11,9cm



Ocular estándar, aguda, 25mm, 11,5cm

FC 0632: Recta **FC 1057:** Curva



Anillos grandes, aguda

FC 1039: Recta, 30mm, 10cm

FC 1061: Curva, 30mm, 10cm



FC 1042: Recta, 20mm, 9cm

FC 1043: Curva, 20mm, 9cm

Enucleación

Roma, 13,5cm



FC 1079: ligeramente curva, 44mm



FC 1080: muy curva, 40mm



Estrabismo

KNAPP, roma 29mm, 11cm

FC 1068: Recta

FC 1046: Curva



FC 1041

BONN, pala fina, roma 13mm, curva, 9cm



Iris

FC 1018


BARRAQUER recta, roma 7mm, 5,7cm



WECKER, 9cm

FC 1044: recta, aguda 11mm

FC 1062: recta, roma 7mm



Iris

FC 1070

MCPHERSON-WESTCOTT, aguda, curva, 17mm, 10,5cm



FC 1094

Aguda recta, 21mm, 12cm



FC 1051

MACPHERSON-VANNAS, aguda, curva, 5mm, 8,5 cm




FC 1030

WESTCOTT aguda, curva, 19mm, 12cm



FC 0590

JAFFE, pala mediana, muy aguda, curva, 11,5cm



Pala mediana, aguda, 11cm

FC 0587: Curva

FC 0588: Recta



Pala pequeña, aguda, recta, 11cm

FC 1035: Recta

FC 1036: Curva



Tenotomía

WESTCOTT, roma 19mm, 12cm

FC 1031: Curva dcha. **FC 1052:** Curva izq.



FC 1099

WESTCOTT, roma, curva, 23mm 14,2cm



FC 1233

WESTCOTT pala fina, curva, roma, 10mm, curva, 11,5cm



FC 1026

WESTCOTT, curva, roma, 16mm, 11cm



FC 1050

CASTROVIEJO curva, roma 22mm, 11,5cm



STEVENS estándar, pala 30mm roma, 11,5cm

FC 1034: Recta **FC 1037:** Curva



STEVENS-RIBBON pala roma 20mm, 9,5cm


FC 1063: Recta **FC 1064:** Curva



SERVIN-STEVENS, roma, 9,5cm

FC 1074: Recta


FC 1075: Curva



LIO - Lente Intra Ocular

FC 1053

Recta, roma, micro estriada, 6mm, 8cm



FC 1480

Angulada 145°, roma, micro estriada, 8mm, 9,5cm . Titanio




FC 1511

Micro dentada 18G, vástago ligeramente curvo 15mm, 14.5cm. Titanio



Pinzas

Eckard end Gripping



FC 1347T-23: 23G, Ti.

FC 1347-23: 23G, Al.

FC 1347-25: 25G, Al

Serrada




FC 0796: 20G, Al

FC 1348-23: 23G, Al.

FC 1348-25: 23G, Al.

Lisa



FC 0795: 20G, Al




Al



Ti.


Pinzas p/ extracción

Cuerpos extraños



FC 1353 : 20G, 3 garfios, 1.9mm


Cánulas



FC 1207: 11cm

Tijeras

Recta




FC 1236-20: 20G

FC 1236-23: 23G

FC 1236: 25G


Angulada



FC 1236A-20: 30°, 20G

FC 1236A-22: 90°, 20G


pala 30mm
14,5cm



Gama Desmontable




FC 1514



De agarre serrada

FC 1515: 23G

FC 1519: 25G




Eckard para ILM

FC 1516: 23G


FC 1520: 25G

Micro Pinzas



FC 1517: Recta, 23G

Tijeras



FC 1518: Curva, 23G

FC 1521: Curva, 25G

GARANTÍA Y CALIDAD 4 ICE

La marca **4-ICE** asegura el cumplimiento de los criterios más exigentes en el diseño y la fabricación de instrumental **micro-quirúrgico**, de acuerdo a los estándares más estrictos de calidad. Lo cual le permite **garantizar de forma INDEFINIDA**, todos sus productos, ante cualquier defecto de forja o fábrica.

4 ICE es una **marca española, de fabricación alemana**, cuya alta cualificación, en los procesos manuales de fabricado, control y supervisión de producto; un equipamiento de ultimísima generación; y ante todo, la excelencia en la materia prima; garantizan la máxima precisión, un acabado perfecto, y una excelente resistencia en todas sus gamas.

La **garantía 4ICE**, se extiende a los usos y funcionalidades para los que ha sido creado el instrumental, utilizado bajo el cuidado y preparado adecuado, y sin que se haya producido ninguna alteración externa o ajena a la marca.

No será de aplicación en los casos siguientes:

- _Daño con fuerza indebida, o signos de violencia
- _Uso inadecuado, o en procedimientos para los que no ha sido creado el instrumento
- _Contacto con productos químicos, o vapores de efecto corrosivo
- _Deficiencias en el cuidado y mantenimiento, almacenaje, lavado y esterilización

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL INSTRUMENTAL_ RECOMENDACIONES

1_ Antes de la primera utilización:

- Verifique visualmente la ausencia de fisuras, fracturas, o cualquier defecto de funcionamiento mecánico
- Limpie, enjuague, aclare y esterilice el material, como si ya hubiera sido utilizado y se estuviera descontaminando.
- El instrumental se entrega en formato no estéril.

2_ Tras ser utilizado en una intervención quirúrgica:

El instrumental debe limpiarse y desinfectarse inmediatamente para evitar que la suciedad se seque y se adhiera más intensamente.

Deberá emplearse una solución combinada de desinfectante y producto de limpieza (aconsejablemente neutro), evitando cualquier compuesto corrosivo.

- . **Prelavado** con agua fría, sin añadir nada, para retirar la suciedad más persistente
- . **Lavado** a una temperatura entre 40-60°C, empleando detergentes de PH neutro, con o sin adición de enzimas o también productos alcalinos.
- . **1er Aclarado** con agua caliente o fría, sin agentes limpiadores.
- . **2º Aclarado** con agua caliente o fría, sin agentes limpiadores.
- . **Termo desinfección** a temperatura entre 80-90°C.
- y último aclarado**
- . **Secado** si la máquina no tuviese esta fase, se efectuará cuidadosamente a mano, o introduciendo los instrumentos en un armario secador.

En caso de **desinfección y limpieza química** (ya sea con tratamiento húmedo o en seco), el instrumental debe enjuagarse con agua limpia y corriente, debiéndose eliminar cualquier resto de residuo, manualmente. Se recomienda adicionalmente, emplear agua totalmente desalinizada, a fin de evitar cualquier posibilidad de mancha, y a 70-95°C, por razones de secado posterior.

A continuación, el instrumental debe secarse cuidadosamente, evitando así la fijación de proteínas

LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS

Sistema de limpieza adicional, y de aplicación periódica, altamente recomendable en el correcto cuidado del instrumental de acero inoxidable. Con esto se garantizará la limpieza en profundidad de las partes menos accesibles del instrumento.

Para aprovechar al máximo el sistema, ha de llenarse la cubeta de agua hasta la señalización del fabricante, garantizando la cobertura absoluta del instrumental. Se ha de añadir el detergente, o producto desinfectante, adecuado. Y se seleccionará una temperatura superior a 40°C.

El instrumental articulado además, deberá disponerse cuidadosamente abierto, en una bandeja de malla, sin llegar a sobrecargarla.

Se renovará el baño de ultrasonidos diariamente.

Finalmente, el instrumental deberá enjuagarse profundamente, concluyendo con su secado perfecto.

ESTERILIZACIÓN

A vapor _ Autoclave

Temperatura recomendable, 134°C. El vapor no debe contener ninguna suciedad.

El embalaje de los objetos debe cumplir con la normativa de calidad vigente.

Los modelos que sean articulados deberán disponerse abiertos, y en bandejas que no se sobrecarguen.

Antes de su introducción en el esterilizador, se recomienda una limpieza y depuración previa, con una solución de "Lecho Quirúrgico", en el ultrasonido.

A continuación, los instrumentos deben colocarse en bolsas individuales, permaneciendo en el esterilizador el tiempo recomendado por el fabricante.

Con aire caliente _ Calor Seco

Temperatura recomendable, 180°C.

Antes del proceso, se sugiere limpiar los instrumentos con un líquido de limpieza general o solución para ultrasonidos. A continuación, se colocarán en el esterilizador, permaneciendo el tiempo recomendado.

CONSERVACIÓN

El instrumental deberá mantenerse en una atmósfera seca, no directamente expuesto a la luz solar.

En caso de utilizar un recipiente metálico para su almacenaje, será exclusivamente de acero inoxidable o aluminio.

Referencia	Pág.	Detalles	Modelo
Aguja de Fascia			
FC 1214	2		WRIGHT
Anillos			
FC 0721	2		FLERINGA
Balón Reductor			
FC 1204	2	Presión Intraocular	HONAN
Blefarostatos			
FC 0609	3		LIEBERMAN
FC 1124	3		LIEBERMAN
FC 0610	3		LIEBERMAN
FC 1217	3		LIEBERMAN
FC 0644	3		LIEBERMAN
FC 1138	3		LIEBERMAN
FC 1103	3		SCHOTT
FC 1120	3		CASTROVIEJO
FC 1121	3		CASTROVIEJO
FC 1125	3		MAUMENEE-PARK
FC 1131	4		FISHKIND
FC 1132	4		LANCASTER
FC 0606	4		COOK
FC 0607	4		COOK
FC 0608	4		COOK
FC 1126	4		WILLIAMS
FC 1127	4		WILLIAMS
FC 1107	4		CASTROVIEJO
FC 1134	4		
FC 0684	4		MURDOCH
FC 0639	4		MURDOCH
FC 1140	4		SCHAPIRA
FC 0657	5		BARRAQUER
FC 1188	5		BARRAQUER
FC 0656	5		BARRAQUER
FC 0658	5		BARRAQUER
FC 1108	5		BARRAQUER
FC 0611	5		KRATZ-BARRAQUER
FC 0659	5		KRATZ-BARRAQUER
FC 1101	5		KRATZ-BARRAQUER
FC 0717	5		
FC 1104	5		BARRAQUER
FC 0681	5		BARRAQUER
FC 0765	5		
FC 0638	5		SAUER
FC 1133	5		SAUER
Cánulas			
FC 0820	6		MCINTYRE
FC 0649	6		MCINTYRE
FC 0822	6		MCINTYRE
FC 0821	6		MCINTYRE
FC 0650	6		MCINTYRE
FC 0827	6		MCINTYRE-BINKHORST

FC 0651	6	MCINTYRE-BINKHORST
FC 0828	6	MCINTYRE-BINKHORST
FC 0722	6	JENSEN
FC 0661	6	JENSEN
FC 0803	6	ATKINSON
FC 1212	6	FUKASAKU
FC 0724	6	MCINTYRE
FC 0662	6 Canal lacrimal	-
FC 0663	6 Canal lacrimal	-
FC 0834	6 Ciclodíálisis	RANDOLPH
FC 0833	6 Ciclodíálisis	RANDOLPH
FC 0680	7 Pulir	JENSEN
FC 0665	7 Pulir	JENSEN
FC 0666	7 Pulir	KRATZ
FC 0838	7 Irrigación	KNOLLE
FC 0842	7 Irrigación	KNOLLE
FC 0669	7 Irrigación	KNOLLE
FC 0748	7 Irrigación	RUBMAN-KATZIN
FC 1141	7 Irrigación cámara anterior	BISHOP-HARMON
FC 1179	7 Irrigación	BISHOP-HARMON
FC 1144	7 Irrigación	BISHOP-HARMON
FC 0758	7 Irrigación	BISHOP-HARMON
FC 1142	7 Irrigación	SIMCOE
FC 0865	7 Irrigación	BRIERLEY
FC 0799	7 LASIK	BURATTO
FC 0800	7 LASIK	BURATTO
FC 0817	7 Anestesia	STEVENS
FC 0825	8 Aspiración	ANIS
FC 0678	8 Inyección de aire	-
FC 0839	8 Inyección de aire	-
FC 0805	8 Inyección de aire	RYCROFT
FC 0804	8 Inyección de aire	RYCROFT
FC 0679	8 Hidrodissección	SAUTER
FC 0806	8 Hidrodissección	-
FC 0807	8 Hidrodissección	SEELEY
FC 0832	8 Aspiración	VISCOELASTIC
FC 0831	8 Aspiración	VISCOELASTIC
FC 1344	9 Bimanual	-
FC 1345	9 Bimanual	-
FC 1292	9 Bimanual	-
FC 1292-35	9 Bimanual	-
FC 1292-50	9 Bimanual	-
FC 1292-45	9 Bimanual	-
FC 1292-90	9 Bimanual	-
FC 1292C	9 Bimanual	-
Contenedores		
SY 0111	10	-
SY 2011	10	-
SY 1021	10	-
SY 2021	10	-
SY 1011	10	-
MC 0102	10	-

MC 0105	10		
Equipos Ultrasonido			
ATM40-1	11		
ATM40-2	11		
ATM40-3	11		
ATM40-6	11		
ATM40-10	11		
Cuchillos e Instrumentos Cortantes			
FC 0930	12	Cuerpos extraños	LANCETA
FC 0931	12	Cuerpos extraños	LANCETA
FC 1013	12	Cuerpos extraños	GOLF CLUB
FC 1011	12	Cuerpos extraños	GOLF CLUB
FC 1012	12	Cuerpos extraños	FRANCIS
FC 0991	12	Chalación	MEYERHÖEFER
FC 0687	12	Chalación	MEYERHÖEFER
FC 0674	12	Chalación	MEYERHÖEFER
FC 0990	12	Chalación	MEYERHÖEFER
FC 0989	12	Chalación	MEYERHÖEFER
FC 0688	12	Chalación	MEYERHÖEFER
FC 0969	12	Evisceración	BUNGE
FC 0970	12	Evisceración	BUNGE
FC 1200	12	Evisceración	DABADIE
FC 0999	12	Enucleación	WELLS
FC 0994	13	Especial Bisturíes Diamante	
FC 0995	13	Especial Bisturíes Diamante	
FC 5001	13	Especial Bisturíes Diamante	
FC 5002	13	Especial Bisturíes Diamante	
FC 5003	13	Especial Bisturíes Diamante	
FC 5004	14	Especial Bisturíes Diamante	CRESCENT
FC 5005	14	Especial Bisturíes Diamante	
FC 5006	14	Especial Bisturíes Diamante	
FC 5007	14	Especial Bisturíes Diamante	
FC 5008	14	Especial Bisturíes Diamante	
FC 5009	14	Especial Bisturíes Diamante	
FC 5010	14	Especial Bisturíes Diamante	
FC 5011	14	Especial Bisturíes Diamante	
FC 5012	14	Especial Bisturíes Diamante	
FC 5013	14	Especial Bisturíes Diamante	
FC 5014	14	Especial Bisturíes Diamante	
FC 5015	14	Especial Bisturíes Diamante	
FC 3001	15	Especial Bisturíes de Zafiro	
FC 3002	15	Especial Bisturíes de Zafiro	
FC 3004	15	Especial Bisturíes de Zafiro	
FC 3005	15	Especial Bisturíes de Zafiro	
FC 3006	15	Especial Bisturíes de Zafiro	
FC 3008	15	Especial Bisturíes de Zafiro	
FC 3010	15	Especial Bisturíes de Zafiro	
FC 3011	15	Especial Bisturíes de Zafiro	
FC 3013	15	Especial Bisturíes de Zafiro	
FC 3014	15	Especial Bisturíes de Zafiro	
FC 3015	15	Especial Bisturíes de Zafiro	
FC 3017	15	Especial Bisturíes de Zafiro	

FC 3018	15	Especial Bisturíes de Zafiro	-
FC 0604	16		MODELO SUIZO
FC 1486	16	Especial Prechoppers	AKAHOSHY
FC 1487	16	Especial Prechoppers	AKAHOSHY
FC 1488	16	Especial Prechoppers	AKAHOSHY
FC 0297	16	Especial Prechoppers	AKAHOSHY
FC 0022	16	Especial Prechoppers	AKAHOSHY
FC 0811	17	Canal Lacrimal	WEST
FC 0732	17	Canal Lacrimal	FREER
FC 1010	17	Córnea	GILL
FC 0996	17	Córnea	GILL
FC 0655	17		HOCKEY FUKASAKU
FC 0997	17	Córnea	TOOKE
FC 0893	17	Faco	CHANG
FC 0894	17	Faco	CHANG
FC 0634	17	Faco	ROSEN
FC 0635	17	Faco	ROSEN
FC 1205	17	Faco	NAGAHARA
FC 1186	17	Faco	NAGAHARA
FC 1194	17	Faco	NAGAHARA
Dilatadores			
FC 0664	18	Canal Lacrimal	CASTROVIEJO
FC 0852	18	Canal Lacrimal	GIESSEN
FC 0861	18	Canal Lacrimal	WILDER
FC 0862	18	Canal Lacrimal	WILDER
FC 0888	18	Canal Lacrimal	WILDER
FC 0889	18	Canal Lacrimal	WILDER
Depresor			
FC 1503	18	Esclera	SCHEPPENS
FC 1504	18	Esclera	SCHEPPENS
FC 1109	18	Esclera	SCHOCKET
Espátulas			
FC 0667	19	Ciclodíálisis	BARRAQUER
FC 0903	19	Ciclodíálisis	BARRAQUER
FC 0891	19	Ciclodíálisis	BARRAQUER
FC 0675	19	Ciclodíálisis	BARRAQUER
FC 0916	19	Iris	BARRAQUER
FC 0917	19	Iris	BARRAQUER
FC 0918	19	Iris	BARRAQUER
FC 0919	19	Iris	BARRAQUER
FC 0629	19	Iris	BARRAQUER
FC 0869	19	Iris	BARRAQUER
FC 0690	19	Iris	CULLER
FC 0708	19	Iris	CULLER
FC 1195	20	LASIK	KIMURA
FC 0927	20	LASIK	KATZEN
FC 1438	20	DSEK	PATTON
FC 1440	20	DSEK	BUSIN
FC 0517	20	Lente	OSHER
FC 0509	20	Lente	JAFFE
FC 0902	20	Lente	HIRSCHMAN
FC 0521	21	Núcleo	NEUHANN

FC 0850	21	Núcleo	KOCH
FC 0860	21	Núcleo	KANSAS
FC 0895	21	Núcleo	NAGAHARA
FC 0924	21	Núcleo	LIPPMAN
FC 0900	21	Núcleo	KNOLLE
FC 0863	21	Synechia	CASTROVIEJO
FC 0901	21	Synechia	OBSTBAUM
FC 0925	21	Synechia	GIRARD
FC 0739	22	Órbita	BONN-GIESSEN
FC 2009	22	Órbita	SAUTTER
FC 2010	22	Órbita	SAUTTER
Especulos Nasales			
FC 0725	22		
FC 0726	22		
FC 0727	22		
Gubias			
FC 0728	22		BEYER
Ganchos			
FC 0858	23	Estrabismo/Músculo	GASS-ROUCHY
FC 1435	23	Estrabismo/Músculo	
FC 0636	23	Estrabismo/Músculo	GRAEFE
FC 0630	23	Estrabismo/Músculo	GRAEFE
FC 0637	23	Estrabismo/Músculo	GRAEFE
FC 0880	23	Estrabismo/Músculo	HELVESTON
FC 0881	23	Estrabismo/Músculo	HELVESTON
FC 0882	23	Estrabismo/Músculo	HELVESTON
FC 0631	23	Estrabismo/Músculo	KIRBY
FC 0885	23	Estrabismo/Músculo	JAMESON
FC 0899	23	Estrabismo/Músculo	JAMESON
FC 0914	23	Estrabismo/Músculo	GREEN
FC 0904	24	Iris	GRAETHER
FC 0905	24	Iris	GRAETHER
FC 0907	24	Iris	BONN
FC 0906	24	Iris	BONN
FC 0909	24	Iris	SHEPARD
FC 0912	24	Iris	HIRSCHMAN
FC 0851	24	Pupila	FUKASAKU
FC 0878	24	Tenotomía	STEVENS
FC 0879	24	Tenotomía	HELVESTON-TEASER
FC 0928	24	Tenotomía	HELVESTON
FC 0929	24	Tenotomía	HELVESTON
Introducción			
FC 1221	25		CARTIER
Mangos de bisturí			
FC 1000	25		
FC 1001	25		BARD-PARKER
FC 1161	25		
FC 1162	25		
FC 1163	25		
FC 1164	25		
FC 1166	25		BARD-PARKER

Medidas

FC 0737	25	Calibre, Tipo pie de rey	JAMESON
FC 0570	25	Compás, Escala bilateral	CASTROVIEJO
FC 0571	25	Compás, Escala bilateral	CASTROVIEJO
FC 0646	25	Queratómetro	MALONEY

Manipuladores

FC 1450	26	DSEK	SINSKEY
FC 1442	26	DSEK	ROSENWASER
FC 1347	26	LASIK	SEIBEL
FC 1455	26	LASEK	SLOANE
FC 0874	27	Lente	SINSKEY
FC 0898	27	Lente	SINSKEY
FC 0875	27	Lente	SINSKEY
FC 0897	27	Lente	SINSKEY
FC 0668	27	Lente	SINSKEY
FC 0683	27	Lente	SINSKEY
FC 0693	27	Lente	SINSKEY
FC 0520	27	Lente	DEITZ
FC 0913	27	Iris	KUGLEN
FC 0892	27	Lente	MALONEY
FC 0871	27	Lente	CLAYMAN-JAFFE
FC 0872	27	Lente	CLAYMAN-JAFFE
FC 0671	28	Lente	LESTER
FC 0867	28	Lente	LESTER
FC 0518	28	Lente	BECHERT
FC 0519	28	Lente	BECHERT
FC 0676	28	Lente	PISACANO
FC 1184	28	Lente	PISACANO
FC 0923	28	Lente	CLAYMAN
FC 0866	28	Lente	RENTSCH
FC 0873	28	Lente	HARRIS-SINSKEY
FC 0876	28	Lente	FENZL
FC 0877	28	Lente	FENZL
FC 0921	29	Lente	MALTZMAN-FENZL
FC 0965	29	Lente	MALTZMAN-FENZL
FC 0911	29	Lente	LEWICKY
FC 0507	29	Lente	KUGLEN
FC 0700	29	Lente	KUGLEN
FC 0522	29	Lente	KUGLEN
FC 0695	29	Lente	KUGLEN
FC 1112	30	Loop	LEWIS
FC 0672	30	Loop	LEWIS
FC 0886	30	Loop	NEW ORLEANS
FC 0887	30	Loop	MORRISON
FC 0682	30	Loop	ARLT
FC 0692	30	Núcleo	ANIS
FC 0645	30	Núcleo	ANIS
FC 0691	30	Núcleo	LIEBERMAN
FC 0864	30	Núcleo	LIEBERMAN
FC 0844	30	Núcleo	DRYSDALE
FC 0934	30	Núcleo	DRYSDALE

FC 1269
 FC 1251G
 FC 1252L
 FC 1253A
 FC 1254VO
 FC 1255VC
 FC 1256O
 FC 1257P
 FC 1251DG
 FC 1252DL
 FC 1253DA
 FC 1254DVO
 FC 1254DVC
 FC 1252DO
 FC 1257DP
 FC 0864TT
 FC 0691TT
 FC 0844TT
 FC 0934TT
 FC 0521TT
 FC 0519TT
 FC 0676TT
 FC 1184TT
 FC 1247TT
 FC 0522TT
 FC 0921TT
 FC 0866TT
 FC 0867TT
 FC 0693TT
 FC 0965TT
 FC 0875TT
 FC 0911TT
 FC 0874TT
 FC 0877TT
 FC 0876TT
 FC 0683TT
 FC 0518TT
 FC 0892TT
 FC 0869TT
 FC 0517TT
 FC 0629TT
 FC 0900TT
 FC 0509TT
 FC 0518TT
 FC 0902TT
 FC 0634TT
 FC 0635TT
 FC 1205TT

Marcadores

FC 1294
 FC 0510

30 Núcleo
 32 Mangos Desmontables
 32 Mangos Desmontables
 32 Mangos Desmontables
 32 Mangos Desmontables
 32 Mangos Desmontables
 32 Mangos Desmontables
 32 Mangos Desmontables
 32 Mangos Desmontables
 32 Mangos Desmontables
 32 Mangos Desmontables
 32 Núcleo
 32 Núcleo
 32 Núcleo
 32 Núcleo
 32 Rotador de Núcleo
 32 Rotador de Núcleo
 32 Rotador de Núcleo
 32 Gancho
 32 Gancho
 33 Lente
 33 Lente
 33 Lente
 33 Lente
 33 Lente
 33 Lente
 33 Lente
 33 Lente
 33 Lente
 33 Lente
 33 Lente
 33 Lente
 33 Lente
 33 Lente
 34 Espátulas
 34 Espátulas
 34 Espátulas
 34 Espátulas
 34 Espátulas
 34 Espátulas
 34 Faco
 34 Faco
 34 Chopper

LEBUISSON

LIEBERMAN
 LIEBERMAN
 DRYSDALE
 DRYSDALE
 NEUHANN
 JAFFE-BECHERT
 PISACANO
 PISACANO
 DARDENE
 KUGLEN
 MALTZMAN-FENZL
 RENTSCH
 LESTER
 SINSKEY
 MALTZMAN-FENZL
 SINSKEY
 LEWICKY
 SINSKEY-BURATTO
 FENZL
 FENZL
 SINSKEY
 BECHERT
 MALONEY
 BARRAQUER
 OSHER
 BARRAQUER
 KNOLLE
 JAFFE
 BECHERT
 HIRSCHMAN
 ROSEN
 ROSEN
 NAGAHARA

ELÍES
 CHAYET

FC 0511	35	Córnea	DULANEY
FC 0514	35	Córnea	LU
FC 0513	35	Córnea	MÉNDEZ
FC 1117	35	Córnea	GIMBEL
FC 0922	35	Córnea	LU-MÉNDEZ
FC 1118	36	Córnea	FINE-THORNTON
FC 0883	36	Córnea	FINE-THORNTON
FC 0950	36	Córnea	BORES
FC 0951	36	Córnea	BORES
FC 0952	36	Córnea	BORES
FC 0953	36	Córnea	BORES
FC 0954	36	Córnea	BORES
FC 0955	36	Córnea	BORES
FC 0956	36	Córnea	BORES
FC 0957	36	Córnea	BORES
FC 0958	36	Córnea	BORES
FC 0959	36	Córnea	BORES
FC 0960	36	Córnea	BORES
FC 0961	36	Córnea	BORES
FC 0962	36	Córnea	BORES
FC 0647	36	Córnea	MENDEZ
FC 0963	36	Córnea	LINDSTROM
FC 0936	36	Córnea	HOFFER
FC 0937	36	Córnea	HOFFER
FC 0938	36	Córnea	HOFFER
FC 0939	36	Córnea	HOFFER
FC 0940	36	Córnea	HOFFER
FC 0941	36	Córnea	HOFFER
FC 0942	36	Córnea	HOFFER
FC 0943	36	Córnea	HOFFER
FC 0944	36	Córnea	HOFFER
FC 0946	36	Córnea	HOFFER
FC 0947	36	Córnea	HOFFER
FC 0948	36	Córnea	HOFFER
FC 0949	36	Córnea	HOFFER
FC 0512	37	Córnea	ANIS
FC 0964	37	Córnea	ANIS
FC 0966	37	Córnea	ANIS
FC 1219	37	Esclera	URREST-ZAVALIA
FC 0711	37	Esclera	GASS
FC 0935	37	Trabeculectomía	FECHTNER
FC 1208	37	Vitreotomía	
FC 1209	37	Vitreotomía	
FC 1321	37	Vitreotomía	BRAUNSTEIN
FC 1323	37	Vitreotomía	BRAUNSTEIN
Martillo			
FC 0729	38		
Motor Fresador			
FC 0993	38		ALGERBRUSH II
FC 1244	38		ALGERBRUSH II

FC 1245	38	ALGERBRUSH II
FC 1252	38	ALGERBRUSH II
FC 1253	38	ALGERBRUSH II
FC 1254	38	ALGERBRUSH II
FC 1255	38	ALGERBRUSH II
Pinzas		
FC 0783	38 Bipolares	MCPHERSON
FC 0785	38 Bipolares	MCPHERSON
FC 0447	39 Hemostática	DIEFFENBACH
FC 0779	39 Campo	BACKCHAUS
FC 0790	39 Campo	BACKCHAUS
FC 0448	39 Hemostática	DIEFFENBACH
FC 0449	39 Hemostática	DIEFFENBACH
FC 0450	39 Hemostática	DIEFFENBACH
FC 0778	39 Campo	BABY-JONES
FC 0775	39 Hemostática	HARTMANN-MOSQUITO
FC 0777	39 Hemostática	HARTMANN-MOSQUITO
FC 0776	39 Hemostática	HALSTED-MOSQUITO
FC 0633	39 Hemostática	HALSTED-MOSQUITO
FC 0116	40 Capsulorrexis	MASKET
FC 0622	40 Capsulorrexis	LEHNER
FC 0120	40 Capsulorrexis	UTRATA
FC 0289	40 Capsulorrexis	UTRATA
FC 0310	40 Capsulorrexis	UTRATA
FC 0290	40 Capsulorrexis	JAFFE
FC 1211	40 Glaucoma	MERMOUD
FC 2020	41 Micro incisión, Capsulorrexis	
FC 2021	41 Micro incisión, Capsulorrexis	
FC 3030	41 Micro incisión, Capsulorrexis	
FC 3031	41 Micro incisión, Capsulorrexis	
FC 3003	41 Micro incisión, Capsulorrexis	
FC 2002	41 Micro incisión, Capsulorrexis	
FC 2002B	41 Micro incisión, Capsulorrexis	
FC 0489T	41 Micro incisión, Capsulorrexis	INAMURA
FC 0490	41 Micro incisión, Capsulorrexis	INAMURA
FC 0298	41 Micro incisión, Capsulorrexis	
FC 1363	42 Coaxial MICS, Capsulorrexis	
FC 1364	42 Coaxial MICS, Capsulorrexis	
FC 1365	42 Coaxial MICS, Capsulorrexis	
FC 1451	42 Endotelio_DSEK	FLORAKIS
FC 1452	42 Endotelio_DSEK	BUSIN
FC 1453	42 Endotelio_DSEK	ROSSENWASSER
FC 0147	43 Cilia	BARRAQUER
FC 0396	43 Cilia	BARRAQUER
FC 0454	43 Cilia	BEER
FC 1356	43 Meibomio	ARITA
FC 0487	43 Córnea	MAUMENEE-COLIBRÍ
FC 0164	43 Córnea	HYDE
FC 0140	43 Córnea	MCPHERSON
FC 0176	43 Córnea	MCPHERSON
FC 0223	43 Córnea	PIERSE-COLIBRÍ

FC 0220	43	Córnea	PIERSE-COLIBRÍ
FC 0103	44	Córnea	THORPE
FC 0197	44	Córnea	BARRAQUER COLIBRÍ
FC 0282	44	Córnea	HOSKIN
FC 1206	44	Córnea	PIERSE
FC 0160	44	Córnea	HARMS-COLIBRÍ
FC 0198	44	Córnea	HARMS-COLIBRÍ
FC 0163	44	Córnea	CASTROVIEJO-COLIBRÍ
FC 0135	44	Córnea	MÉNDEZ
FC 0138	45	Córnea	KURSTIN
FC 0015	45	Córnea	BONN-MORIA
FC 0219	45	Córnea	BARRAQUER-COLIBRÍ
FC 0210	45	Córnea	BARRAQUER-COLIBRÍ
FC 2011	45	Córnea	BONN
FC 0428	45	Corneoesclera	GIRARD-COLIBRÍ
FC 0429	45	Corneoesclera	GIRARD-COLIBRÍ
FC 0420	45	Corneoesclera	GIRARD-COLIBRÍ
FC 0423	45	Corneoesclera	GIRARD-COLIBRÍ
FC 0424	45	Corneoesclera	GIRARD-COLIBRÍ
FC 0425	45	Corneoesclera	GIRARD-COLIBRÍ
FC 0406	45	Corneoesclera	COLIBRÍ-PIERSE
FC 0421	45	Corneoesclera	COLIBRÍ-PIERSE
FC 0001	46	Chalación	AYERS
FC 0003	46	Chalación	DESMARRES
FC 0004	46	Chalación	DESMARRES
FC 0005	46	Chalación	DESMARRES
FC 0006	46	Chalación	HUNT
FC 0010	46	Chalación	WIES
FC 0002	46	Chalación	LAMBERT
FC 0007	46	Chalación	LAMBERT
FC 0008	46	Chalación	BAIRD
FC 0009	46	Chalación	FRANCIS
FC 0188	47	Disección	BISHOP-HARMON
FC 0189	47	Disección	BISHOP-HARMON
FC 0190	47	Disección	BISHOP-HARMON
FC 0599	47	Disección	ADSON
FC 0600	47	Disección	ADSON
FC 0597	47	Disección	ADSON
FC 0383	47	Disección	ADSON
FC 0351	47	Disección	
FC 0349	47	Disección	
FC 0348	47	Disección	
FC 0350	47	Disección	
FC 0459	47	Entropión	SNELLEN
FC 0460	47	Entropión	SNELLEN
FC 0461	47	Entropión	SNELLEN
FC 0462	47	Entropión	SNELLEN
FC 0381	48	Fijación Conjuntiva	GRAEFE
FC 0791	48	Fijación Conjuntiva	GREEN
FC 0316	48	Fijación Conjuntiva	SAUER
FC 1501	48	Fijación Conjuntiva	FECHTNER

FC 0377
FC 0384
FC 0385
FC 0156
FC 0157
FC 0155
FC 0343
FC 0327
FC 0341
FC 0400
FC 0172
FC 0043
FC 0044
FC 0045
FC 0046
FC 0047
FC 0048
FC 0260
FC 0262
FC 0266
FC 0388
FC 0392
FC 0393
FC 0386
FC 0387
FC 0394
FC 0040
FC 0039
FC 0123
FC 0287
FC 0307
FC 0363
FC 0224
FC 0312
FC 0346
FC 0121
FC 0122
FC 0115
FC 0328
FC 0329
FC 0419
FC 0013
FC 0012
FC 0288
FC 0285
FC 0404
FC 0405
FC 0213
FC 0250
FC 0397
FC 0058

[illegible]

BONACCOLTO
BONACCOLTO
BONACCOLTO
MOODY
MOODY
STERN-CASTROVIEJO
THORPE
KEHLMANN-MCGREGOR
LESTER
LESTER
CASTROVIEJO
BORES
BORES
ARROWSMITH
ARROWSMITH
KREMER
KREMER
PIERSE
PIERSE
PIERSE
KUHN
BRACKEN
BRACKEN
ELSCHNIG
ELSCHNIG
ELSCHNIG
TENNANT-TROUTMAN
TROUTMAN
GASKIN
GASKIN
GASKIN
OSHER
GILLS/ WELSH
ST. MARTIN

MCPHERSON
MCPHERSON
KEHLMANN MCPHERSON
OSHER
OSHER
GIRARD
TROUTMAN
TROUTMAN
TENNANT
TENNANT
TENNANT
TENNANT
BARRAQUER
BONN
BONN
JAFEE

FC 0145	53 Hilos	JAFFE
FC 0146	53 Hilos	JAFFE
FC 0166	53 Hilos	CASTROVIEJO
FC 0167	53 Hilos	CASTROVIEJO
FC 0360	53 Hilos	KELMAN-MCPHERSON
FC 0305	53 Hilos	FRENCH
FC 0080	53 Hilos	BECHERT-MCPHERSON
FC 0130	53 Hilos	HELVESTON
FC 0090	54 Hilos	MCPHERSON
FC 0066	54 Hilos	MCPHERSON
FC 0362	54 Hilos	MCPHERSON
FC 0359	54 Hilos	MCPHERSON
FC 0150	54 Hilos	HARMS
FC 0151	54 Hilos	HARMS
FC 0322	54 Hilos	HARMS
FC 0323	54 Hilos	HARMS
FC 0324	54 Hilos	HARMS
FC 0130	54 Hilos	HELVESTON
FC 0311	54 Hilos	PAUFIQUE
FC 0025	55 Inserción Lente	LIVRNOIS-MCDONALD
FC 0042	55 Inserción Lente	LIVRNOIS
FC 0133	55 Inserción Lente	LIVRNOIS
FC 0131	55 Inserción Lente	LIVRNOIS
FC 0029	55 Inserción Lente	ERNEST-MCDONALD
FC 0026	55 Inserción Lente	ERNEST-MCDONALD II
FC 0118	55 Inserción Lente	FAULKNER
FC 0497	55 Inserción Lente	SINSKEY
FC 0503	55 Inserción Lente	KRAFF
FC 0079	55 Inserción Lente	STEINERT
FC 0075	56 Inserción Lente	FAULKNER
FC 0088	56 Inserción Lente	OSHIKA-FAULKNER
FC 0117	56 Inserción Lente	SPALECK
FC 0079	56 Inserción Lente	STEINERT
FC 0126	56 Inserción Lente	BURATTO
FC 0129	56 Inserción Lente	BURATTO
FC 0137	56 Inserción Lente	HABERLE-MCPHERSON
FC 0286	57 Inserción Lente	WARING
FC 0494	57 Inserción Lente	BLAYDES
FC 0476	57 Inserción Lente	CLAYMAN
FC 0477	57 Inserción Lente	CLAYMAN
FC 0481	57 Inserción Lente	BECHERT
FC 0482	57 Inserción Lente	SHEPHARD
FC 0191	57 Iris	BISHOP-HARMON
FC 0192	57 Iris	BISHOP-HARMON
FC 0193	57 Iris	BISHOP-HARMON
FC 0194	57 Iris	BISHOP-HARMON
FC 0221	57 Iris	GILL
FC 0226	57 Iris	GILL
FC 0236	58 Iris	GILLS
FC 0199	58 Iris	BOTVIN
FC 0222	58 Iris	BOTVIN

FC 0245	58	Iris	BONN
FC 0248	58	Iris	BONN
FC 0251	58	Iris	BONN
FC 0347	58	Iris	BONN
FC 0252	58	Iris	BONN
FC 0337	58	Iris	BONN
FC 1329	58	Iris	BONN
FC 0021	59	Núcleo	ERNEST-CALF
FC 0082	59	Núcleo	ERNEST-CALF
FC 0148	59	Núcleo	DODICK
FC 0471	59	Párpados	BERKE
FC 0472	59	Párpados	BERKE
FC 1210	59	Párpados	PUTTERMAN
FC 1342	59	Párpados	JAMESON
FC 1343	59	Párpados	JAMESON
FC 1491	59	Párpados	JAMESON
FC 1492	59	Párpados	JAMESON
FC 0789	59	Párpados	DOWNES
FC 0200	60	Suturas	GILLS-COLIBRÍ
FC 0218	60	Suturas	TROUTMAN-COLIBRÍ
FC 0380	60	Suturas	JAYLE
FC 0244	60	Suturas	POLACK
FC 0154	60	Suturas	CASTROVIEJO
FC 0159	60	Suturas	CASTROVIEJO
FC 0161	60	Suturas	CASTROVIEJO
FC 0162	60	Suturas	CASTROVIEJO
FC 0168	60	Suturas	CASTROVIEJO
FC 0169	60	Suturas	CASTROVIEJO
FC 0170	60	Suturas	CASTROVIEJO
FC 0171	60	Suturas	CASTROVIEJO
FC 0336	60	Suturas	CASTROVIEJO
FC 0331	60	Suturas	CASTROVIEJO
FC 0332	60	Suturas	CASTROVIEJO
FC 0333	60	Suturas	CASTROVIEJO
FC 0334	60	Suturas	CASTROVIEJO
FC 0335	60	Suturas	CASTROVIEJO
FC 0253	61	Suturas	BONN
FC 0142	61	Suturas	BONN
FC 0300	61	Suturas	COLIBRÍ-TROUTMAN,
FC 0301	61	Suturas	MCPHERSON
FC 0302	61	Suturas	KELMAN-HOFFER
FC 0014	61	Suturas	TROUTMAN
FC 0214	61	Suturas	COLIBRÍ-BARRAQUER
FC 0216	61	Suturas	COLIBRÍ-BARRAQUER
FC 0299	61	Suturas	CASTROVIEJO
FC 0064	62	Suturas	JAFFE
FC 0370	62	Suturas	MCPHERSON
FC 0371	62	Suturas	MCPHERSON
FC 0143	62	Suturas	KELMAN-MCPHERSON
FC 0372	62	Suturas	KELMAN-MCPHERSON
FC 0373	62	Suturas	KELMAN-MCPHERSON

FC 0458	62	Suturas	MOORFIELD
FC 0303	62	Suturas	BONN
FC 0399	62	Suturas	BONN
FC 0127	63	Suturas	BECHERT
FC 0313	63	Suturas	PAUFIQUE
FC 0344	63	Suturas	
FC 0345	63	Suturas	
FC 0153	63	Suturas	SNEIDER-CASTROVIEJO
FC 0422	63	Suturas	TENNANT
FC 0315	63	Suturas	MANHATTAN
FC 0234	63	Suturas	BARRAQUER COLIBRÍ
FC 0235	63	Suturas	COLIBRÍ
FC 0436	64	Suturas	JOYERO
FC 0437	64	Suturas	JOYERO
FC 0438	64	Suturas	JOYERO
FC 0435	64	Suturas	JOYERO
FC 0011	64	Suturas	JOYERO
FC 0430	64	Suturas	JOYERO
FC 0431	64	Suturas	JOYERO
FC 0434	64	Suturas	JOYERO
FC 0391	65	Tejidos	
FC 0395	65	Tejidos	
FC 0357	65	Tejidos	
FC 0355	65	Tejidos	
FC 0354	65	Tejidos	
FC 0356	65	Tejidos	
FC 0278	65	Tejidos	HOSKIN
FC 0280	65	Tejidos	HOSKIN
FC 0259	65	Tejidos	HOSKIN-PIERSE
FC 0264	65	Tejidos	HOSKIN-PIERSE
FC 0279	65	Tejidos	HOSKIN-PIERSE
FC 0784	65	Tejidos	NUGENT
FC 0788	65	Tejidos	NUGENT
FC 0734	66	Sacabocados	CORNEOESCLERAL GASS,
FC 0735	66	Sacabocados	LUNITZ-DODICK
FC 0736	66	Sacabocados	KELLY
FC 0738	66	Sacabocados	CHRISTENSEN
FC 0840	66	Sacabocados	KERRISON
FC 0812	66	Sacabocados	KERRISON
FC 0841	66	Sacabocados	KERRISON
Porta Agujas			
FC 0499	67		MCPHERSON
FC 0498	67		MCPHERSON
FC 0500	67		MCPHERSON
FC 0501	67		MCPHERSON
FC 0523	67		BARRAQUER
FC 0524	67		BARRAQUER
FC 0525	67		BARRAQUER
FC 0526	67		BARRAQUER
FC 0527	67		BARRAQUER
FC 0528	67		BARRAQUER

FC 0536	67	BARRAQUER
FC 0537	67	BARRAQUER
FC 0538	67	BARRAQUER
FC 0539	67	BARRAQUER
FC 0549	67	BARRAQUER
FC 0547	67	BARRAQUER
FC 0550	67	BARRAQUER
FC 0548	67	BARRAQUER
FC 0978	67	BARRAQUER
FC 0980	67	BARRAQUER
FC 0551	68	MORIA-BARRAQUER
FC 0552	68	MORIA-BARRAQUER
FC 0553	68	MORIA-BARRAQUER
FC 0554	68	MORIA-BARRAQUER
FC 0555	68	MORIA-BARRAQUER
FC 0556	68	MORIA-BARRAQUER
FC 0557	68	MORIA-BARRAQUER
FC 0558	68	MORIA-BARRAQUER
FC 0559	68	MORIA-BARRAQUER
FC 0560	68	MORIA-TROUTMAN
FC 0561	68	MORIA-TROUTMAN
FC 0562	68	MORIA-TROUTMAN
FC 0563	68	MORIA-TROUTMAN
FC 0534	68	CASTROVIEJO
FC 0535	68	CASTROVIEJO
FC 0971	68	CASTROVIEJO
FC 0972	68	CASTROVIEJO
FC 0975	68	CASTROVIEJO
FC 0976	68	CASTROVIEJO
FC 0983	68	CASTROVIEJO
FC 0982	68	CASTROVIEJO
FC 0544	68	ANIS
FC 0545	68	ANIS
FC 0985	68	JAFFE
FC 0986	68	JAFFE
FC 0987	68	JAFFE
Separadores		
FC 1102	69	Párpados
FC 1106	69	Párpados
FC 1123	69	Párpados
FC 0685	69	Párpados
FC 0653	69	Párpados
FC 0654	69	Párpados
FC 1110	69	Párpados
FC 0652	69	Canal Lacrimal
FC 1122	69	Canal Lacrimal
FC 1135	69	Canal Lacrimal
FC 1111	69	Canal Lacrimal
FC 0730	70	
FC 0716	70	
FC 0712	70	
		DESMARRES
		DESMARRES
		DESMARRES
		DESMARRES
		ERINA
		ERINA
		JAEGER
		KNAPP
		AGRICOLA
		STEVENSON
		STEVENSON
		FREER
		SCHEPENS
		HELVESTON

FC 0713	70	HELVESTON
FC 0714	70	HELVESTON
Sondas Lacrimales		
FC 0801	70	HARMS
FC 0802	70	HARMS
FC 0810	70	COLA DE CERDO
FC 0677	70	BOWMAN
FC 0702	70	BOWMAN
FC 0703	70	BOWMAN
FC 0704	70	BOWMAN
FC 0705	70	BOWMAN
FC 0706	70	BOWMAN
FC 0707	70	BOWMAN
FC 0733	70	CRAWFORD
Tijeras		
FC 0578	71 Capsulotomía	GILLS-VANNAS
FC 0586	71 Capsulotomía	VANNAS
FC 0589	71 Capsulotomía	VANNAS
FC 1055	71 Capsulotomía	URIBE-STERN
FC 1060	71 Capsulotomía	STERN-GILLS
FC 1040	71 Capsulotomía	VANNAS
FC 1028	71 Capsulotomía	VANNAS
FC 1223	71 Capsulotomía	VANNAS
FC 1029	71 Capsulotomía	VANNAS
FC 1076	71 Capsulotomía	VANNAS
FC 1475	71 Capsulotomía	VANNAS
FC 1033	71 Capsulotomía	VANNAS
FC 1510	72 Capsulotomía	GILL VANNAS
FC 1045	72 Capsulotomía	GILLS-VANNAS
FC 1084	72 Capsulotomía	GILLS-VANNAS
FC 1089	72 Capsulotomía	GILLS-VANNAS
FC 1056	72 Capsulotomía	GILLS-WELSH
FC 1027	72 Conjuntiva	MCPHERSON-WESTCOTT
FC 1032	73 Córnea	CASTROVIEJO
FC 1069	73 Córnea	CASTROVIEJO
FC 1092	73 Córnea	CASTROVIEJO
FC 1093	73 Córnea	CASTROVIEJO
FC 1185	73 Córnea	TROUTMAN
FC 1038	73 Córnea	TROUTMAN
FC 1201	73 Córnea	CASTROVIEJO
FC 0582	73 Córnea	CASTROVIEJO
FC 0583	73 Córnea	CASTROVIEJO
FC 0584	73 Córnea	CASTROVIEJO
FC 0594	73 Córnea	CASTROVIEJO
FC 0595	73 Córnea	CASTROVIEJO
FC 0593	73 Córnea	CASTROVIEJO
FC 1019	74 Corneoesclera	CASTROVIEJO
FC 1021	74 Corneoesclera	CASTROVIEJO
FC 1020	74 Corneoesclera	CASTROVIEJO
FC 1022	74 Corneoesclera	CASTROVIEJO
FC 1048	74 Corneoesclera	TROUTMAN-KATZIN,

FC 1049	74	Corneoesclera	TROUTMAN-KATZIN
FC 1078	74	Disección	
FC 1091	74	Disección	LITTLER
FC 0632	74	Disección	
FC 1057	74	Disección	
FC 1039	74	Disección	
FC 1061	74	Disección	
FC 1042	74	Disección	
FC 1043	74	Disección	BONN
FC 1079	75	Enucleación	
FC 1080	75	Enucleación	
FC 1068	75	Estrabismo	KNAPP
FC 1046	75	Estrabismo	KNAPP
FC 1041	75	Estrabismo	BONN
FC 1018	75	Iris	BARRAQUER
FC 1044	75	Iris	WECKER
FC 1062	75	Iris	WECKER
FC 1070	76	Iris	MCPHERSON-WESTCOTT
FC 1094	76	Iris	
FC 1051	76	Iris	VANNAS-MORIA
FC 1030	76	Iris	WESTCOTT
FC 0590	76	Iris	JAFFE
FC 0587	76	Iris	
FC 0588	76	Iris	
FC 1035	76	Iris	
FC 1036	76	Iris	STEVENS
FC 1031	77	Tenotomía	WESTCOTT
FC 1052	77	Tenotomía	WESTCOTT
FC 1099	77	Tenotomía	WESTCOTT
FC 1233	77	Tenotomía	WESTCOTT
FC 1026	77	Tenotomía	WESTCOTT
FC 1050	77	Tenotomía	CASTROVIEJO
FC 1034	77	Tenotomía	STEVENS
FC 1037	77	Tenotomía	STEVENS
FC 1063	77	Tenotomía	STEVENS-RIBBON
FC 1064	77	Tenotomía	STEVENS-RIBBON
FC 1074	77	Tenotomía	SERVIN-STEVENS
FC 1075	77	Tenotomía	SERVIN-STEVENS
FC 1053	78	LIO- Lente Intra Ocular	
FC 1480	78	LIO- Lente Intra Ocular	
FC 1511	78	LIO- Lente Intra Ocular	
Vitreo Retina			
FC 1347I-23	79	Eckard end Gripping	
FC 1347-23	79	Eckard end Gripping	
FC 1347-25	79	Eckard end Gripping	
FC 0796	79	Eckard end Gripping	
FC 1348-23	79	Eckard end Gripping	
FC 1348-25	79	Eckard end Gripping	
FC 0795	79	Eckard end Gripping	
FC 1353	79	Extracción Cuerpos Extraños	
FC 1207	79	Extracción Cánulas	

FC 1236-20	80
FC 1236-23	80
FC 1236	80
FC 1236A-20	80
FC 1236A-22	80
FC 1514	80
FC 1515	84
FC 1519	80
FC 1516	80 Eckard_ILM
FC 1520	80 Eckard_ILM
FC 1517	80
FC 1518	80
FC 1521	80



4-ice medical s.l.

c/camino de los tilos, 117

33429 la fresneda

Asturias

España

984 18 16 16

info@4-ice.net

www.4-ice.net

4-ice